



# ANIOS QUICK WIPES



# ANIOS **QUICK** WIPES



# Sommaire

---

Fiche d'Informations Générales et Réglementaires	Page	7
Composition	Page	9
Stabilité et conditions de conservation	Page	11
Etudes et expertises		
- Microbiologie	Page	13
- Corrosion	Page	19
- Compatibilités	Page	21
Réglementaire	Page	23



# ANIOS QUICK WIPES

## Informations réglementaires et générales

### *Regulation and general information*

---

**ANIOS QUICK WIPES** est conçu, produit et contrôlé par les Laboratoires ANIOS, certifiés par l'AFAQ sous le numéro 1995/3723, selon le référentiel d'Assurance Qualité ISO 9001.

***ANIOS QUICK WIPES** is designed, produced and controlled by the Laboratoires ANIOS, certified by the AFAQ Organism under the number 1995/3723 in accordance with the ISO 9001 Quality System*

**ANIOS QUICK WIPES** respecte les exigences de la réglementation européenne relative aux produits biocides.

***ANIOS QUICK WIPES** is in compliance with the requirements of the European regulation related to biocides*

**ANIOS QUICK WIPES** bénéficie du marquage CE en tant que Dispositif Médical de classe IIa, en conformité avec la Directive 93/42/CE.

***ANIOS QUICK WIPES** has the CE mark for medical devices in the category class IIa, in accordance with the Directive 93/42/CE*

**ANIOS QUICK WIPES** est étiqueté conformément à la réglementation Européenne relative à la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

***ANIOS QUICK WIPES** is labelled in accordance with the European regulation related to the classification and labelling of chemical products*

2333\_FIRG\_FR-EN\_17-07-2014





# ANIOS QUICK WIPES

## Composition

---

### SOLUTION D'IMPREGNATION IMPREGNATION SOLUTION

#### Principes actifs antimicrobiens (% p/p indicatifs)

*Antimicrobial active ingredients (indicative w/w %)*

Ethanol <i>Ethanol</i>	55.0 %
---------------------------	--------

Propionate de N,N-didécyI-N-méthyl-poly(oxyethyl)ammonium <i>N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate</i>	0.1 %
--	-------

#### Autres ingrédients

*Other ingredients*

Dénaturation spéciale de l'éthanol à l'isopropanol 2,5%  
*Special denaturation of ethanol with isopropanol 2.5%*

Parfum  
*Fragrance*

Excipients  
*Excipients*

2333\_Composition\_FR-EN\_22-01-14



# ANIOS QUICK WIPES

## Stabilité et conditions de conservation *Stability and storage conditions*

---

### Produit prêt à l'emploi

- Stockage entre +5°C et +25°C.
- Stabilité :
  - Sachet non ouvert : 3 ans à partir de la date de production indiquée sur l'étiquette.
  - Sachet ouvert : 3 mois à la condition de bien refermer le sachet après usage.

### Ready to use product:

- Storage between +5°C and +25°C.
- Stability:
  - Not opened packet: 3 years from the manufacturing date indicated on the label.
  - Opened packet: 3 months in condition of closing the sachet after use.

Révisé le 06/03/2014  
Revised on 06/03/2014



# ANIOS QUICK WIPES

Solution d'imprégnation : ANIOSPRAY QUICK

*Impregnation solution: ANIOSPRAY QUICK*

Efficacité antimicrobienne (1)

*Antimicrobial efficacy (1)*

<b>Etudes relatives à la lingette</b> <i>Studies relative to the wipe</i>	<b>Résultats</b> <i>Results</i>		
	<b>Concentration active</b> <i>Active concentration</i>	<b>Temps de contact</b> <i>Contact time</i>	<b>Conditions spécifiques</b> <i>Specific conditions</i>
<b>Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont prêtes à l'emploi (100%)</b> <i>ANIOS QUICK WIPES are ready to use (100%)</i>			
<b>TESTS DE SURFACE AVEC LA LINGETTE</b> <i>SURFACE TESTS WITH WIPE</i>			
EN 16615 (Mai / May 2015) Méthode d'essai quantitative sur surfaces avec action mécanique à l'aide de lingettes / <i>Quantitative test method on surfaces with mechanical action employing wipes</i>			Conditions de propreté, avec action mécanique <i>Clean conditions, with mechanical action</i>
- Enterococcus hirae	100 %	30 s.	
- Pseudomonas aeruginosa	100 %	30 s.	
- Staphylococcus aureus	100 %	30 s.	
- Candida albicans	100 %	30 s.	
<b>TESTS SUR LA SOLUTION DE DESORPTION</b> <i>TESTS ON THE DESORPTION SOLUTION</i>			
<b>Bactéricidie</b> <i>Bactericidal activity</i>			
EN 13727+A2 (Décembre / December 2015)			Conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
- Enterococcus hirae	40 %	30 s.	
- Pseudomonas aeruginosa	80 %	30 s.	
- Staphylococcus aureus	80 %	30 s.	
<b>Levuricidie</b> <i>Yeasticidal activity</i>			
EN 13624 (Novembre / November 2013)			Conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
- Candida albicans	80 %	30 s.	

**EN 16615, EN 13727, EN 13624**

Conditions de propreté : albumine bovine 0,3g/L *Clean conditions: bovine albumin 0.3g/L*

# ANIOS QUICK WIPES

Solution d'imprégnation : ANIOSPRAY QUICK

*Impregnation solution: ANIOSPRAY QUICK*

Efficacité antimicrobienne (2)

*Antimicrobial efficacy (2)*

<b>Etudes relatives à la solution d'imprégnation</b> <i>Studies relative to the impregnation solution</i>	<b>Résultats</b> <i>Results</i>		
	Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont prêtes à l'emploi (100%) <i>ANIOS QUICK WIPES are ready to use (100%)</i>		
	<b>Concentration active</b> <i>Active concentration</i>	<b>Temps de contact</b> <i>Contact time</i>	<b>Conditions spécifiques</b> <i>Specific conditions</i>
<b>BACTERICIDIE</b> <i>Bactericidal activity</i>			
EN 1040 - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus	10 % 2,5 %	30 s.	
EN 13727+A2 (Décembre / December 2015) - Enterococcus hirae - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus	5 % 50 % 50 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
EN 1276 (Mars / March 2010) - Enterococcus hirae - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus	20 % 20 % 20 % 50 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
EN 13697 (Juin / June 2015) - Enterococcus hirae - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus	100 % 100 % 100 % 100 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
<b>Souches additionnelles</b> <i>Additional strains</i>			
Acinetobacter baumannii BLSE / ESBL selon / according to EN 13697	50 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Staphylococcus aureus SARM / MRSA selon / according to EN 13697	100 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>

**EN 13727, EN 1276, EN 13697**

Conditions de propreté : albumine bovine 0,3g/L *Clean conditions: bovine albumin 0.3g/L*

**EN 13697 – Pseudomonas aeruginosa**

Conditions de propreté: lait 8,5g/L *Clean conditions: milk 8.5g/L*

Efficacité antimicrobienne - ANIOS QUICK WIPES - FR-EN - Page 2/6 - le 16/10/2017  
*Antimicrobial efficacy - ANIOS QUICK WIPES - FR-EN - Page 2/6 - on 10/16/2017*

# ANIOS QUICK WIPES

**Solution d'imprégnation : ANIOSPRAY QUICK**

*Impregnation solution: ANIOSPRAY QUICK*

**Efficacité antimicrobienne (3)**

*Antimicrobial efficacy (3)*



<b>Etudes relatives à la solution d'imprégnation</b> <i>Studies relative to the impregnation solution</i>	<b>Résultats</b> <i>Results</i>		
	Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont prêtes à l'emploi (100%) <i>ANIOS QUICK WIPES are ready to use (100%)</i>		
	<b>Concentration active</b> <i>Active concentration</i>	<b>Temps de contact</b> <i>Contact time</i>	<b>Conditions spécifiques</b> <i>Specific conditions</i>
<b>MYCOBACTERICIDIE</b> <i>Mycobactericidal activity</i>			
EN 14348 (Juin / June 2005) - Mycobacterium terrae - Mycobactrium avium	80 % 80 %	30 s. 5 min.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
EN 14563 (Février / February 2009) - Mycobacterium terrae - Mycobactrium avium	100 % 100 %	30 s. 5 min.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
<b>LEVURICIDIE et/ou FONGICIDIE</b> <i>Yeasticidal and/or Fungicidal activity</i>			
EN 1275 - Candida albicans - Aspergillus niger	10 % 80 %	30 s. 5 min.	
EN 13624 (Novembre / November 2013) - Candida albicans - Aspergillus brasiliensis	80 % 97 %	30 s. 5 min.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
EN 1650+A1 (Juillet / July 2013) - Candida albicans - Aspergillus brasiliensis	80 % 80 %	30 s. 5 min.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
EN 13697 (Juin / June 2015) - Candida albicans - Aspergillus brasiliensis	50 % 100 %	30 s. 5 min.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>

**EN 14348, EN 14563, EN 13624, EN 1650, EN 13697**

Conditions de propreté : albumine bovine 0,3g/L *Clean conditions: bovine albumin 0.3g/L*

Efficacité antimicrobienne - ANIOS QUICK WIPES - FR-EN - Page 3/6 - le 16/10/2017  
*Antimicrobial efficacy - ANIOS QUICK WIPES - FR-EN - Page 3/6 - on 10/16/2017*

# ANIOS QUICK WIPES

Solution d'imprégnation : ANIOSPRAY QUICK

*Impregnation solution: ANIOSPRAY QUICK*

Efficacité antimicrobienne (4)

*Antimicrobial efficacy (4)*

<b>Etudes relatives à la solution d'imprégnation</b> <i>Studies relative to the impregnation solution</i>	<b>Résultats</b> <i>Results</i>		
	Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont prêtes à l'emploi (100%) <i>ANIOS QUICK WIPES are ready to use (100%)</i>		
	<b>Concentration active</b> <i>Active concentration</i>	<b>Temps de contact</b> <i>Contact time</i>	<b>Conditions spécifiques</b> <i>Specific conditions</i>
<b>LEVURICIDIE et/ou FONGICIDIE</b> <i>Yeasticidal and/or Fungicidal activity</i>			
<b>Souches additionnelles</b> <i>Additional strains</i>			
Paecilomyces variotii selon / according to EN 13697	100 %	5 min.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Tricophyton mentagrophytes selon / according to EN 14562	100 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
<b>Activité sur VIRUS</b> <i>Activity against VIRUSES</i>			
Adenovirus selon / according to EN 14476+A1 (Oct. 2015)	80 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Norovirus MNV selon / according to EN 14476+A1 (Oct. 2015)	80 %	5 min.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
HIV-1 selon / according to EN 14476+A1 (2007)	60 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
PRV, virus modèle / surrogate of HBV selon / according to EN 14476+A1 (2007)	60 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
BVDV, virus modèle / surrogate of HCV selon / according to EN 14476+A1 (Oct. 2015)	40 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>

**EN 13697, EN 14562, EN 14476**

Conditions de propreté : albumine bovine 0,3g/L *Clean conditions: bovine albumin 0.3g/L*

Efficacité antimicrobienne - ANIOS QUICK WIPES - FR-EN - Page 4/6 - le 16/10/2017  
*Antimicrobial efficacy - ANIOS QUICK WIPES - FR-EN - Page 4/6 - on 10/16/2017*



# ANIOS QUICK WIPES

Solution d'imprégnation : ANIOSPRAY QUICK

*Impregnation solution: ANIOSPRAY QUICK*

Efficacité antimicrobienne (5)

*Antimicrobial efficacy (5)*

<b>Etudes relatives à la solution d'imprégnation</b> <i>Studies relative to the impregnation solution</i>	<b>Résultats</b> <i>Results</i>		
	Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont prêtes à l'emploi (100%) <i>ANIOS QUICK WIPES are ready to use (100%)</i>		
	<b>Concentration active</b> <i>Active concentration</i>	<b>Temps de contact</b> <i>Contact time</i>	<b>Conditions spécifiques</b> <i>Specific conditions</i>
<b>Activité sur VIRUS</b> <i>Activity against VIRUSES</i>			
Vaccinia virus selon / according to EN 14476+A1 (2007)	60 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Rotavirus selon / according to EN 14476+A1 (Oct. 2015)	40 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Calicivirus Félin (Norovirus FCV) selon / according to EN 14476+A1 (2007)	80 %	5 min.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Herpes virus HSV 1 selon / according to EN 14476+A1 (Oct. 2015)	40 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Coronavirus, virus modèle du SRAS <i>surrogate of SARS</i> selon / according to EN 14476+A1 (Oct. 2015)	80 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Influenza virus H1N1 selon / according to EN 14476+A1 (2007)	20 %	30 s.	conditions de propreté <i>Clean conditions</i>

**EN 14476**

Conditions de propreté : albumine bovine 0,3g/L *Clean conditions: bovine albumin 0.3g/L*

# ANIOS QUICK WIPES

**Solution d'imprégnation : ANIOSPRAY QUICK**

*Impregnation solution: ANIOSPRAY QUICK*

**Efficacité antimicrobienne (6)**

*Antimicrobial efficacy (6)*



<b>Etudes relatives à la solution d'imprégnation</b> <i>Studies relative to the impregnation solution</i>	<b>Résultats</b> <i>Results</i>		
	<b>Concentration active</b> <i>Active concentration</i>	<b>Temps de contact</b> <i>Contact time</i>	<b>Conditions spécifiques</b> <i>Specific conditions</i>
<b>Certificat / Certificate VAH</b>			
Bactéricide et Levuricide <i>Bactericidal and Yeastocidal activity</i>  Désinfection de surfaces à titre préventif à l'hôpital et en services de soins <i>Surface disinfection for prophylaxis in hospital and primary healthcare</i>	100 %	5 min..	Conditions de propreté <i>Clean conditions</i>  avec et sans action mécanique <i>with and without mechanical action</i>

# Solution d'imprégnation des lingettes

*Impregnation solution of the wipes*


## **ANIOS QUICK WIPES**

### Propriétés anticorrosives

*Anticorrosive properties*

Il est démontré, par étude électrochimique de la corrosion par piqûre selon la norme NF S 94-402-1 (Mai 2004), que le produit ANIOSPRAY QUICK ne présente pas de caractère corrosif par piqûre vis-à-vis de l'acier inoxydable Z30 Cr13 dans les conditions d'emploi recommandées par les Laboratoires ANIOS.

*It is demonstrated, by electrochemical study of pitting corrosion according to the NF S 94-402-1 standard (May 2004), that ANIOSPRAY QUICK does not present pitting corrosive character with stainless steel Z30 Cr13 in the conditions of use recommended by Laboratoires ANIOS.*



2333\_corrosion\_FR EN\_F08 347 01\_17-05-2010



# ANIOS QUICK WIPES

## Compatibilité vis-à-vis des matériaux (1)

### *Compatibility with materials (1)*

---

#### Compatibilités

##### Compatibility

- ◆ EPDM  
*EPDM*
- ◆ Acier inoxydable 304  
*Stainless steel 304*
- ◆ Polyuréthane (PU)  
*Polyurethane (PU)*
- ◆ Acrylonitrilebutadiène  
Styrène (ABS)  
*Acrylonitrilebutadiene Styrene (ABS)*
- ◆ CORIAN®  
*CORIAN®*
- ◆ Plaque galvanisée  
*Galvanized plate*
- ◆ CRISTALAN®  
*CRISTALAN®*
- ◆ Latex  
*Latex*
- ◆ Polyéthylène (PE)  
*Polyethylene (PE)*
- ◆ Polysulfone (PSU)  
*Polysulfone (PSU)*
- ◆ Polyphénylsulfone (PPSU)  
*Polyphenylsulfone (PPSU)*

# ANIOS QUICK WIPES

## Compatibilité vis-à-vis des revêtements de surface (2)

### *Compatibility with surfacings (2)*

---

#### Compatibilités

#### Compatibility

- ◆ Mobilier en bois vernis (vernis CORONA)  
*Furniture in varnished wood (varnish CORONA)*
- ◆ Revêtement de siège en Skai – société PRADEL  
*Chair covering in Skai – company PRADEL*
- ◆ Plaque inox recouverte de peinture C9902 - CLESTRA  
*Plate in stainless steel covered with paint C9902 – CLESTRA*
- ◆ Housse en jersey et polyuréthane (PU) – DARTEX  
*Covered in jersey et polyurethane (PU) – DARTEX*
- ◆ Dalles de plafond – société ROCKFON
  - Royal 567.400
  - Royal hygiène 567.200
- ◆ Revêtement mural en polychlorure de vinyle (PVC) – MURASPEC  
*Wall covering in polyvinyl chloride (PVC) - MURASPEC*

2333\_Compatibilité *Compatibility*\_FR EN\_2333/FR/EN/14A\_16-01-2014

# Solution d'imprégnation des lingettes **ANIOS QUICK WIPES**

## Données de biodégradabilité *Biodegradability data*

### Matière inorganique

43,5%<sup>1</sup>

*Inorganic material*

Non concerné par la notion de biodégradabilité

*Not concerned by biodegradability notion*

### Matière organique facilement biodégradable<sup>2</sup>

56,3 %<sup>1</sup>

*Readily biodegradable organic material*<sup>2</sup>

Biodégradabilité en 28 jours ou moins :

- ≥60 % selon les méthodes respirométriques<sup>3</sup> (suivi de la production de CO<sub>2</sub> ou de la consommation en oxygène)
- ≥70 % selon les méthodes au carbone organique dissous<sup>3</sup> (COD) (suivi de la disparition du COD)

*Biodegradability within 28 days or less:*

- ≥ 60% according to respirometric methods<sup>3</sup> (assessment of CO<sub>2</sub> production or oxygen consumption)
- ≥ 70% according to methods measuring dissolved organic carbon<sup>3</sup> (DOC) (assessment of DOC die away)

### Matière organique non facilement biodégradable ou sans données de biodégradabilité<sup>2</sup>

0,2 %<sup>1</sup>

*Non readily biodegradable organic material or material without any biodegradability data*<sup>2</sup>

Substances ne remplissant pas les critères de biodégradabilité facile (mais toutefois pouvant présenter des critères de biodégradabilité intrinsèque<sup>4</sup>), ou substances pour lesquelles aucune donnée de biodégradabilité n'est disponible.

*Substances which not fulfil the readily biodegradability criteria (but possibly displaying inherent biodegradability criteria<sup>4</sup>), or substances without any biodegradability data.*

### Conclusion

*Conclusion*

La Solution d'imprégnation des lingettes **ANIOS QUICK WIPES** contient au moins 99,8 % de matières inorganiques et de matières organiques facilement biodégradables.

*The impregnation liquid of ANIOS QUICK WIPES contains at least 99.8 % of inorganic material and of readily biodegradable organic material.*

<sup>1</sup> % p/p indicatif / indicative w/w %

<sup>2</sup> Données de biodégradabilité communiquées par les fournisseurs des matières premières utilisées pour la formulation du produit et disponibles à la date du présent document / *Biodegradability data on raw material used for product formulation, provided by our suppliers and available at the date of this document*

<sup>3</sup> Selon les lignes directrices OCDE 301 / *According to 301 OECD guidelines*

<sup>4</sup> Selon les lignes directrices OCDE 302 / *According to 302 OECD guidelines*





# ANIOS QUICK WIPES

## INFORMATIONS TOXICOLOGIQUE ET ECOTOXICOLOGIQUE DU PRODUIT PRET A L'EMPLOI TOXICOLOGICAL AND ECOTOXICOLOGICAL INFORMATION OF THE READY TO USE PRODUCT

### Identification des dangers et Protection individuelle *Hazards identification and Personal protection*

#### IDENTIFICATION DES DANGERS

##### Santé

Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).\*

##### Environnement

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).\*

\* Classification établie selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits.

#### PROTECTION INDIVIDUELLE DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION PREVUE

Se reporte exclusivement à ce produit. En cas de manipulation concomitante et/ou exposition simultanée à d'autres agents chimiques, ceux-ci doivent impérativement être pris en compte pour le choix des équipements de protection individuelle.

##### Protection respiratoire

Non concerné dans les conditions normales d'utilisation.

##### Protection des mains

Lors de la manipulation de ce produit, porter des gants appropriés.

Des gants en néoprène ou en nitrile sont notamment conseillés.

Les gants doivent être remplacés immédiatement si des signes de dégradation apparaissent.

##### Protection des yeux et du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Point d'eau à proximité.

#### HAZARDS IDENTIFICATION

##### Health

*Eye irritation, Category 2 (Eye Irrit. 2, H319).\**

##### Environment

*Hazardous to the aquatic environment - Chronic hazard, Category 3 (Aquatic Chronic 3, H412).\**

\* Classification drawn up in accordance with European regulation related to the classification and labelling of chemical products.

#### PERSONAL PROTECTION UNDER THE CONDITIONS OF THE INTENDED USE

*Refers exclusively to this product. If the product is handled and/or exposed simultaneously with other chemical agents, these must be taken into consideration when choosing personal safety equipment.*

##### Respiratory protection

*Not applicable in normal conditions of use.*

##### Hand protection

*When handling this product, wear suitable gloves. Neoprene or nitrile gloves are particularly recommended.*

*Gloves must be replaced immediately if they show signs of wear and tear.*

##### Eye and face protection

*Avoid all contact with eyes.*

*Water source nearby.*

2333\_EPI PAE\_FR-EN.doc



# Fiche de Données de Sécurité

## *Safety Data Sheet*

---

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) de ce produit est disponible sur notre site web [www.anios.com](http://www.anios.com) \*. En plus de la visualisation et/ou de l'impression, il vous est possible de la télécharger.

La consultation de la FDS par internet vous permet de recevoir ultérieurement par e-mail les mises-à-jour effectuées.

A défaut d'un accès internet, les FDS restent disponibles sur demande auprès de nos laboratoires (tél. : +33 3 20 67 67 67 – fax : +33 3 20 67 67 68)

\* un accès est également possible par le site <http://www.quickfds.com>

*The Safety Data Sheet (SDS) of this product is available on our Web site [www.anios.com](http://www.anios.com). In addition to visualization and/or impression, it is possible for you to download it.*

*The consultation of this SDS via internet enables you to receive later on by email any updated version of this document.*

*In the absence of an Internet access, the SDS remains available on request near our laboratories (tel.: +33 3 20 67 67 67 - fax: +33 3 20 67 67 68)*

\* an access is also possible at the site <http://www.quickfds.com>

