

ASEPTANIOS AD

Désinfectant
par voie aérienne



SECURITE

- Produit sans aldéhyde, sans métaux lourds
- Produit à base d'acide peracétique: maîtrise de la corrosion
- Procédés ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 / AEROSEPT 500 validés

EFFICACITE

- Large spectre dès 30 minutes
- Ne laisse pas de trace au séchage, ni aucun film gras sur les surfaces après aérosolisation

SIMPLICITE

- Produit prêt à l'emploi
- Calcul automatique du temps de diffusion par l'AEROSEPT COMPACT 250 et l'AEROSEPT 500

INDICATIONS

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

CARACTERISTIQUES

- Utilisation hors présence humaine
- Solution limpide incolore
- Utilisable dans les diffuseurs AEROSEPT COMPACT 250 et AEROSEPT 500
- Consommation : 7 ml / m³

AÉROSOLISATION
AUTOMATIQUE



ASEPTANIOS AD

Désinfectant par voie aérienne

MODE D'EMPLOI : Utilisation hors présence humaine.

1. Insérer le bidon dans l'AEROSEPT COMPACT 250 / l'AEROSEPT 500. Placer l'appareil dans un angle de la pièce, préalablement nettoyée. Ajuster la programmation en calculant le volume à traiter.
2. Activer l'AEROSEPT COMPACT 250 / l'AEROSEPT 500 et quitter la pièce.
3. La diffusion se déclenche. Le temps de diffusion est automatiquement calculé selon le volume que vous aurez affiché.
4. **Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée**
Puis s'équiper d'un masque de protection pour entrer dans la pièce.
Ventiler la pièce efficacement (5 renouvellements d'air) avant réutilisation de la pièce.

NB : S'assurer auprès des Laboratoires ANIOS de la compatibilité du produit avec les matériaux sensibles aux oxydants.

COMPOSITION

Solution stabilisée d'acide péraécétique
(N° CAS 79-21-0 : +/- 1200 ppm) et de peroxyde d'hydrogène.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi
(Etablies selon les règles européennes en vigueur
en matière de classification et d'étiquetage des
produits chimiques).

Stockage : entre +5°C et 25°C EN POSITION VERTICALE.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces
(Groupe 1-TP 2)- usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENTS

- 4 bidons de 2 litres.....Réf. 2122.724
- 4 bidons de 5 litres
avec canule.....Réf. 2122.795



PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Le procédé ASEPTANIOS AD – AEROSEPT 500 est efficace selon la
norme Française NF T 72-281 (bactéricide, mycobactéricide, fongicide,
virucide, sporicide) – 7ml/m³ - 55°C

Actif sur	AEROSEPT 500 : 7ml/m ³ à +20°C	
	Réduction	Temps de contact
Bactéries •Pseudomonas aeruginosa •Staphylococcus aureus •Escherichia coli •Enterococcus hirae	≥ 6 log	30 min.
Mycobactéries	≥ 6 log	60 min.
Levures •Candida albicans	≥ 6 log	15 min.
Moisissures •Aspergillus niger	≥ 6 log	120 min.
Virus •Poliovirus •Adénovirus •Norovirus MNV	≥ 4 log	60 min.
Spores de bactéries •Bacillus subtilis	≥ 4 log	120 min.

La solution ASEPTANIOS AD est bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697), mycobactéricide (EN 14348, EN 13697), virucide (EN 14476), sporicide (EN 13704).

Le procédé ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 est efficace selon la
norme Française NF T 72-281 – 7ml/m³ - 55°C.

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier
scientifique, disponible sur simple demande.