



Chariot de distribution «DISTRI7»

NOUVEAU



Réf. CC12120.22



Réf. CC12130.22

Caractéristiques :

- Structure monobloc en aluminium recouvert époxy, 2 coloris au choix.
- Dessus en ABS avec rebords sur 4 cotés.
- Parois thermoformées pouvant recevoir les piluliers ou bacs « DISTRI7 ».
- Fermeture par rideau, amovible sans outillage.
- Serrure code et clé.
- 2 supports latéraux pour accessoires (1D + 1G).
- Chariot 30 cases équipé de 2 poignées.
- 4 pare-chocs annulaires.
- 4 roues polyamide Ø 125 mm, dont 2 à frein.
- 2 coloris au choix.
(à préciser à la commande)

**FUSCHIA
RAL 4003**

**TURQUOISE
RAL 6027**

MODELE	Chariot 15 cases	Chariot 30 cases
DIMENSIONS L x P x H (mm)	450 x 600 x 1170	900 x 600 x 1170
FUSCHIA RAL 4003	Réf. CC12120.42	Réf. CC12130.42
TURQUOISE RAL 6027	Réf. CC12120.22	Réf. CC12130.22

Les équipements «DISTRI7»



► Support-accessoires supplémentaire

En fil d'acier chromé.
A commander avec le chariot.

Réf. CN00201



► Porte-documents

En ABS lavable. Espace de rangement idéal pour les dossiers, classeurs...

Réf. AN03607



► Bacs PS

En PS thermoformé avec 1 séparation amovible.

Réf. CC23604 - H. 80 mm

Prend la place de 2 Distri 7.

Réf. CC23605 - H. 160 mm

Prend la place de 4 Distri 7.

► Corbeille 3 cases

En ABS thermoformé lavable avec 2 séparations amovibles.

Réf. AN03601



► Service d'eau 3 postes

En fil inox. Permet le chargement de 2 bouteilles de 1,5 litre avec support gobelets.

Réf. CN01004



► Poubelle double

Elle permet de gérer le tri des déchets grâce à ses 2 dévidoirs pour rouleaux de sacs jetables de 30 litres.

Réf. CN00009

► Poubelle simple

Avec dévidoir pour rouleau de sacs jetables de 30 l.

Réf. CN00008



► Verre médical 100 ml

Idéal en hospitalisation pour boire en position semi-couchée. Sa forme évite le nez. Permet de boire la totalité du contenu. Lavable en machine et autoclavable. Lot de 5 verres bleus gradués.

Réf. CM03202



Z.I. de Maudon - B.P 300 - 50303 AVRANCHES CEDEX - France
Tél. (0033) 02.33.68.77.30 - Fax (0033) 02.33.68.77.31
E-mail : cima.com@cima-sa.fr

www.cima-sa.fr