

seca 685

Balance multifonctionnelle électronique



- Une pesée sûre en position debout, assise et en fauteuil roulant.
- Garde-corps solide pour une pesée en toute sécurité.
- Grande plateforme de pesée facilement accessible même en fauteuil roulant.
- Barrière de sécurité au niveau des roues avant du fauteuil roulant.
- Unité d'affichage pivotante.
- Fonctions TARE, HOLD et fonction d'atténuation.
- Installation mobile grâce à une fixation sur roulettes.

seca 685:

Peser en toute simplicité.

La balance multifonctions seca 685 est un outil complet qui répond parfaitement aux exigences du quotidien du personnel médical et soignant. Avec sa grande palette de fonctions, elle représente un gain de temps, de simplicité, de précision ainsi que de sécurité. Elle est aussi bien adaptée à la médecine générale qu'aux services de Néphrologie et aux maisons de soins. En somme, la balance seca 685 vous simplifie le quotidien, jour après jour.


Pour une pesée en toute sécurité en position debout, assise et en fauteuil roulant.

Sur cette balance les patients à mobilité réduite peuvent se maintenir au garde-corps ou encore s'asseoir sur le siège intégré qui se déplie et se range en un coup de main. De plus la seca 685 est adaptée à la pesée en fauteuil roulant. Sa plateforme large et basse est facilement accessible. De plus, une barrière retient les roues avant du fauteuil roulant et assure une plus grande sécurité pendant la pesée.

Les fonctions TARE, HOLD et la fonction d'atténuation.

Les fonctions TARE et Pré-TARE garantissent une détermination fiable du poids net du patient. Une simple pression de touche permet de tarer la balance, supprimant ainsi le poids du fauteuil roulant. Grâce à la fonction HOLD qui permet de garder les mesures en mémoire, le personnel peut prendre le temps de s'occuper du patient et de noter les résultats. L'unité d'affichage pivotante est fixée à une hauteur permettant une commande aisée des fonctions.

Une balance pensée en détails pour une parfaite adéquation.

Tandis que le revêtement caoutchouc ainsi que le garde-corps assurent une pesée en sécurité, des roulettes de transport assurent la mobilité de cette balance multifonctionnelle. La rampe d'accès seca 470 est toujours avec cette pèse. Seulement l'adaptateur RS232 intégré permettant de relier la balance à un PC est disponible en option.




La pesée est possible en position debout ou assise.

L'unité d'affichage pivotante peut être tournée vers le patient ou le personnel.



Les fauteuils roulants accèdent facilement à la plateforme grâce à la rampe intégrée.

seca 685
Caractéristiques techniques

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 910 x 1.100 x 1.064 mm
- Dimensions plateforme (LxHxP) : 760 x 50 x 820 mm
- Poids : 59 kg
- Alimentation : bloc secteur
- Fonctions : pré-TARE, TARE, HOLD, BMI, amortissement, changement de sensibilité
- En option : interface RS232 seca 460
- Classe d'étalonnage : 
- Roulettes de transport