

FICHE DE MESURE

SmartDrive MX2+

Distributeur :
 Code client :
 Personne à contacter :
 Tél. :
 Email :
 Adresse :
 Code postal/Ville :
 Marque du fauteuil roulant :
 Modèle du fauteuil roulant :

Date de commande:
 Numéro de commande:

Cachet de l'entreprise et signature :

Le pack SmartDrive MX2 + comprend :

L'unité motrice SmartDrive, le PushTracker avec trois tailles de bracelets (S, M, L), le kit de fixation pour le fauteuil roulant, les chargeurs pour l'unité motrice et le bracelet, les manuels d'utilisation.

Référence	Produit	Prix TTC	Quantité
MX2-180	SmartDrive MX2+ kit de fixation pour châssis rigide avec diamètre essieu de 25-36mm et roues arrière 22" ou 24"	5 990,00 €	
MX2-181	SmartDrive MX2+ kit de fixation pour châssis rigide avec diamètre essieu de 25-36mm et roues arrière 25"	5 990,00 €	
MX2-182	SmartDrive MX2+ kit de fixation pour châssis rigide avec diamètre essieu de 25-36mm et roues arrière 26"	5 990,00 €	
MX2-189	SmartDrive MX2+ kit de fixation pour châssis rigide avec diamètre essieu >38mm et roues arrière de 22" à 26"	5 990,00 €	
MX2-183	SmartDrive MX2+ kit de fixation pour châssis pliant avec roues de 22" ou 24"	5 990,00 €	
MX2-191	SmartDrive MX2+ kit de fixation pour châssis pliant avec roues de 25"	5 990,00 €	
MX2-192	SmartDrive MX2+ kit de fixation pour châssis pliant avec roues de 26"	5 990,00 €	
MX2-934	Sac de transport	80,00 €	
MX2-TBS	Commande tierce-personne	430,00 €	



À compléter pour vérifier la satisfaction des clients.

Permobil France • 23-25 rue de Villeneuve 94150 RUNGIS • Tél : 01.73.09.1234 • www.permobil.fr

Certification de formation pour le *SmartDrive MX2+*

Il est important pour votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent que vous soyez formé(e) de façon appropriée à l'utilisation de l'unité de commande SmartDrive. Veuillez suivre cette formation avec rigueur et assurez-vous de compléter toutes les informations. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions.

Les dispositifs SmartDrive sont livrés en mode de commande MX2+ et avec les réglages de vitesse maximale et de taux d'accélération qui facilitent la familiarisation et la pratique de désactivation du PushTracker avant une utilisation complète.

Téléchargez l'application PushTracker pour smartphone sur Apple ou Google Play App Store. Vous pourrez modifier rapidement les réglages de la SmartDrive et utiliser au mieux la combinaison SmartDrive + PushTracker. Des vidéos éducatives sont également disponibles sur www.permobil.fr; elles vous seront très utiles pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur votre SmartDrive.

1) Lisez le **Manuel d'utilisation de la SMARTDrive, le Manuel d'utilisation du PushTracker et le Guide de prise en main des Smart-Drive MX2 + PushTracker**. Veuillez tenir compte de tous les avertissements en jaune, car ces informations sont importantes pour votre sécurité. Prêtez une attention particulière aux situations où il est plus sûr et nécessaire de désactiver l'assistance électrique SmartDrive [via PushTracker].

2) Démontrez chacune de vos compétences à votre revendeur et pointez-les dès que vous êtes à l'aise avec chacune d'entre elles :

- Après avoir vérifié que l'assistance électrique est désactivée, installez le PushTracker sur votre poignet. **Après avoir compris que l'assistance électrique doit être désactivée dès lors que vous manipulez la SmartDrive [ou que vous vous installez/quittez votre fauteuil]**, allumez la SmartDrive et installez-le sur votre fauteuil roulant.
- Activez l'assistance électrique [à l'aide du PushTracker] et attendez que la connexion sans fil à la SmartDrive soit établie.
- Avant de faire quoi que ce soit, donnez une impulsion SIMPLE avec votre main contre vos mains courantes en tenant votre poignet rigide.

Vous allez voir le voyant LED du PushTracker devenir rouge si vous avez correctement tapé.

Entraînez-vous également à donner des DOUBLES impulsions. Continuez à vous entraîner à cela jusqu'à ce que le voyant s'allume rouge à chaque fois.

- Allumez le moteur avec une DOUBLE impulsion ; donnez une impulsion SIMPLE pour stabiliser à une vitesse lente en roue libre ; enfin, faites une DOUBLE impulsion puis freinez pour vous arrêter.
- Allumez le moteur à nouveau avec une DOUBLE impulsion ; cette fois, réglez une vitesse plus élevée d'avance en roue libre ; puis, faites une DOUBLE impulsion puis freinez pour vous arrêter.
- Une fois que vous avez perfectionné l'impulsion nécessaire par le PushTracker pour activer / régler la vitesse d'avance en roue libre / arrêter le moteur, essayez d'allumer le moteur, de régler une vitesse confortable d'avance en roue libre, de dessiner un 8, puis de donner une impulsion et de freiner pour vous arrêter.
- Si possible, trouvez un endroit LONG / PLAT / OUVERT pour que le SmartDrive puisse monter en vitesse jusqu'à atteindre la vitesse maximale. Ajustez la vitesse maximale ou le taux d'accélération avec des valeurs qui sont confortables dans cet environnement précis et dans tous les environnements d'utilisation prévus.

Si le client n'est pas capable d'effectuer toutes les opérations indiquées, essayez le mode de commande MX2 [ou MX1] et recommencez cette formation.

3) Signez ce formulaire ci-dessous et demandez au distributeur de le conserver dans les registres de clients.

Numéro de série SmartDrive : _____ Date : _____

Le client

Je certifie avoir lu tous les Manuels d'utilisation/étiquetages et démontré les compétences pointées ci-dessus. Je reconnais que la SmartDrive peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas utilisée avec précaution et je m'engage à faire des choix de conduite responsables pendant son utilisation. Je comprends qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles l'assistance électrique doit être désactivée pour prévenir toute mise en marche involontaire de l'assistance vers l'avant, y compris pour : les pentes descendantes, vers le haut ou vers le bas des bordures, en grimpant des trottoirs avec un grand ressaut, dans des espaces confinés, avant de manipuler le PushTracker ou la SMARTDrive, chaque fois que je suis à l'arrêt avec mon fauteuil et/ou quitte ou m'installe dans mon fauteuil roulant.

Nom : _____ Signature : _____

Le fournisseur

J'ai observé le client démontrer les compétences pointées ci-dessus.

Nom : _____ Signature : _____

