

Fauteuil roulant électrique
léger et pliable en 5 secondes

La gamme SmartChair Authentique est composée de fauteuils électriques pliables et polyvalents les plus légers du marché : de 23kg à 27kg. Dotés de suspensions à l'avant et de 3 tailles de roues à l'arrière, ils conviennent parfaitement pour une utilisation **intérieure, extérieure ou mixte**.

Grâce à son pliage éclair vous pourrez le **transporter n'importe où**.



Joystick LCD, conduite souple et réactive. 3 modes de conduite



Batteries lithium amovibles x2
24 km d'autonomie



Palette relevable latéralement

Roues avant avec suspension

Les atouts de la gamme SmartChair

	Home		Mixte		City	
	Standard	XL	Standard	XL	Standard	XL
Poids du fauteuil*	23kg	25kg	24kg	26kg	25kg	27kg
Poids maxi supporté	115kg	150kg	115kg	150kg	150kg	160kg
Roues arrière	8"	8"	10"	10"	12"	12"
Autonomie	24km	24km	24km	24km	24km	28km
Usage intérieur	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ☆	★ ★ ☆	★ ☆ ☆	★ ☆ ☆
Usage extérieur	★ ☆ ☆	★ ☆ ☆	★ ★ ☆	★ ★ ☆	★ ★ ★	★ ★ ★

*avec les deux batteries (+2.8kg)



Béquille pour le maintenir debout une fois plié

SmartChair, faites votre choix

Caractéristiques techniques

	SmartChair Home		SmartChair Mixte		SmartChair City	
	Standard	XL	Standard	XL	Standard	XL
Pente maximale	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Assise Profondeur (mm)	420	420	420	420	420	420
Assise Largeur (mm)	370	420	375	420	380	455
Assise Largeur entre accoudoirs (mm)	480	520	475	545	480	565
Hauteur du dossier (mm)*	445	480	445	490	520	500
Largeur Hors tout (mm)	615	660	615	690	620	700
Longeur Hors tout (mm)	920	940	940	935	1070	1050
Hauteur Sol/Siège (mm)*	475	475	480	480	470	510
Dimension Plié (L×l×h en mm)	660x335x790	660x335x790	615x335x810	685x360x800	620x400x860	700x430x850
Roues avant avec suspension	7"	7"	7"	7"	7"	8"
Puissance moteur	2x180W	2x180W	2x250W	2x250W	2x250W	2x250W
Batteries de série 2x24v8Ah	16A	16A	16A	16A	16A	20A

*sans coussin

Finition Aluminium

Anodisé (6010 T6) assure une meilleure résistance à l'usure, aux chocs et à la corrosion

Garantie du SmartChair

Cadre : **5 ans**

Moteurs, batteries et joystick : **2 ans**
(hors pièces d'usures)

Certifications



Personnalisez votre SmartChair avec de nombreux accessoires*



Appui-tête



Repose jambe



Housse de protection



Déport tierce personne



Adaptateur charge externe

*Liste complète sur www.acekare.com

www.acekare.com

7, rue de Mireport - 33310 Lormont - Tél : 09 80 80 85 15 - contact@acekare.com

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique