

V300 XXL

Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Fauteuil roulant manuel léger avec assise réglable en profondeur, roues avant bandage Krypton et 24" alu krypton à l'arrière. Repose-pieds amovibles et rabattables intérieur/extérieur, accoudoirs amovibles et rabattables réglables en hauteur. Assise et dossier réglables en tension.
Poids maxi utilisateur : 130 kg (170 kg pour largeur 53, 56, 60 cm).
Poids du fauteuil : 15,9 kg.

Date et cachet de la société :

*** Prescription Médicale :**

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant à dossier non inclinable.

Vermeiren V300 code LPPR : 4107723*

+ 1 coussin de siège LPPR : 4375116*

+ 1 coussin de dossier LPPR : 4375116*

*Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR
Fauteuil V300 en exécution standard sans options <input checked="" type="checkbox"/>	596,01 €	628,79 €	628,79 €	*

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

ASSISE					
Largeur d'assise					
53 cm (version XXL avec double croisillon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
56 cm (version XXL avec double croisillon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
60 cm (version XXL avec double croisillon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Profondeur d'assise					
Réglable de 44 à 52 cm pour les largeurs 39 à 50 cm (tous les 2 cm)					
Réglable de 50 à 56 cm pour les largeurs 53 à 60 cm (tous les 2 cm)					
Hauteur de siège : réglable de 45 à 53 cm (livré en 50 cm)					
42 cm (veuillez cocher kit surbaissé dans "Kit à monter")	<input type="checkbox"/>	voir kit à monter	-	-	-
50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Hauteur de dossier					
40 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
COULEUR					
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C80	Bleu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
ACCOUDOIRS (la paire)					
B03	Accoudoirs crantés standards amovibles et rabattables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
B02	Accoudoirs longs amovibles et rabattables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
B05	Accoudoirs crantés et réglables en hauteur, amovibles et rabattables	<input type="checkbox"/>	92,00 €	97,06 €	-
B66	Manchette gouttière réglable :				
	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €
	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €
REPOSE-PIEDS (la paire)					
B06	Repose-pieds amovible standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
BK6	Repose-pieds palette monobloc	<input type="checkbox"/>	50,00 €	52,75 €	-
B19	Sangle cale-pieds (la paire)	<input type="checkbox"/>	15,90 €	16,77 €	-
B21	Sangle appui mollets extra large (non compatible avec BA6)	<input type="checkbox"/>	37,48 €	39,54 €	-
REPOSE-JAMBE DROIT (coloris noir)					
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €
BL7	Repose jambe pour amputé droit (repose moignon)	<input type="checkbox"/>	100,46 €	105,99 €	-
BP7	Repose jambe gouttière à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €
REPOSE-JAMBE GAUCHE (coloris noir)					
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (repose moignon)	<input type="checkbox"/>	100,46 €	105,99 €	-
BP7	Repose jambe gouttière à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €

CHOIX DES ROUES (configuration d'origine = fauteuil sans changement)			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR
AP1	Avant 8" (200x35) bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable	<input type="checkbox"/>	○	-	-	Forfait annuel pour les roues-Reparations communes aux Fauteuils Roullants LPPR 437524 => 74,82€
AP3	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable	<input type="checkbox"/>	○	-	-	
AP5	Avant 8" bandage / Arrière 24" Alu bandage Krypton (d'origine sur T50)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	
AP7	Avant 6" krypton 140x40 et Arrière 24" alu bandage Krypton (d'origine sur T53 à 60)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	
AP6	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu bandage Krypton	<input type="checkbox"/>	○	-	-	
A14	Avant 200x50 Gonflable / Arrière 24" Alu Gonflable	<input type="checkbox"/>	48,45 €	51,11 €	-	
KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)						
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
T30	Version poussette avec roues arrières 12 ⁿ 1/2 x 2 ¹ /4 :					
	roues arrières gonflables	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	roues arrières Krypton	<input type="checkbox"/>	41,78 €	44,08 €	-	-
HEM2 24"	Kit hémiplégique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, réversible (d'origine à droite et impossible sur la largeur 60cm) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	4371555
HEM2 22"	Kit hémiplégique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, réversible (d'origine à droite et impossible sur la largeur 60cm) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	4371555
B74	Freins à tambours (sur commande et non compatible avec le kit surbaissé et le kit HEM2 double main courante)	<input type="checkbox"/>	83,04 €	87,61 €	-	-
KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)						
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	154,00 €	162,47 €	-	-
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	154,00 €	162,47 €	-	-
HEM2 24"	Kit hémiplégique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, réversible (d'origine à droite et impossible sur la largeur 60cm) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	4371555
HEM2 22"	Kit hémiplégique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, réversible (d'origine à droite et impossible sur la largeur 60cm) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	4371555
T30 gonflable	Kit Poussette avec roues arrières gonflables 12 ⁿ 1/2x 2 1/4	<input type="checkbox"/>	145,00 €	152,97 €	-	-
T30 krypton	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12 ⁿ 1/2x 2 1/4	<input type="checkbox"/>	145,00 €	152,97 €	-	-
APPUI -TÊTE						
B14	Toile et montant de dossier complémentaire	<input type="checkbox"/>	59,32 €	62,58 €	62,58 €	4375613
B47	Appui-tête skai réglable standard pour fauteuil équipé d'un dossier toile	<input type="checkbox"/>	122,00 €	128,71 €	63,41 €	4325302
L55	Appui-tête skai réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	<input type="checkbox"/>	147,44 €	155,55 €	63,41 €	4325302
L55 SOFT	Appui-tête réglable SOFT pour fauteuil équipé du dossier L14 soft	<input type="checkbox"/>	147,44 €	155,55 €	63,41 €	4325302
ACCESSOIRES						
V DRIVE Std Ref 1905383	Nouveau système d'assistance motorisée sur fauteuil (130kg)	<input type="checkbox"/>	907,00 €	956,89 €	-	-
B12	Tablette découpée	<input type="checkbox"/>	83,09 €	87,66 €	76,84 €	4329040
B15	Tablette plexi	<input type="checkbox"/>	83,09 €	87,66 €	76,84 €	4329040
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	25,29 €	26,68 €	-	-
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide	<input type="checkbox"/>	61,12 €	64,48 €	-	-
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de siège L15	<input type="checkbox"/>	52,74 €	55,64 €	-	-
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de toile	<input type="checkbox"/>	52,74 €	55,64 €	-	-
B31	Porte canne (porte béquille)	<input type="checkbox"/>	20,96 €	22,11 €	-	-
B40	Prolongateur de freins (la paire)	<input type="checkbox"/>	18,07 €	19,06 €	-	-
B40	Prolongateur de freins rabattable avec frein complet					
	droit	<input type="checkbox"/>	45,00 €	47,48 €	-	-
	gauche	<input type="checkbox"/>	45,00 €	47,48 €	-	-
B42	Filet de transport	<input type="checkbox"/>	12,00 €	12,66 €	-	-
B52	Porte sérum	<input type="checkbox"/>	30,36 €	32,03 €	-	-
B78	Roulettes anti-basculer (la paire)	<input type="checkbox"/>	47,69 €	50,31 €	-	-

ACCESSOIRES (suite)			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR	
B83	Porte obus* (diamètre en mm à préciser SVP)						
Ø 115		<input type="checkbox"/>	95,28 €	100,52 €	-	-	
Ø 130		<input type="checkbox"/>	95,28 €	100,52 €	-	-	
Ø 145		<input type="checkbox"/>	95,28 €	100,52 €	-	-	
Ø 155		<input type="checkbox"/>	95,28 €	100,52 €	-	-	
B86	Roues de voyage	<input type="checkbox"/>	120,27 €	126,88 €	-	-	
B90	Barre de poussée (standard pour largeur 50 à 60 cm)	<input type="checkbox"/>	31,50 €	33,23 €	-	-	
B91	Latte anti-vol	<input type="checkbox"/>	40,15 €	42,36 €	-	-	
B101	Système à jeton + pièce (impératif avec l'option barre de poussée B90)	<input type="checkbox"/>	157,29 €	165,94 €	-	-	
DOSSIER, ASSISE et COUSSINS							
DOSSIER							
L14	Dossier anatomique en skaï	<input type="checkbox"/>	104,77 €	110,53 €	34,90 €	4375116	
L14 Soft	Dossier anatomique soft	<input type="checkbox"/>	205,81 €	217,13 €	34,90 €	4375116	
L34	Dossier post formé anatomique (impossible sur les largeurs 53, 56 et 60cm)	<input type="checkbox"/>	121,50 €	128,18 €	34,90 €	4375116	
L04	Pelotes de dos ou cales tronc (la pièce)						
		à droite	<input type="checkbox"/>	73,34 €	77,37 €	-	-
		à gauche	<input type="checkbox"/>	73,34 €	77,37 €	-	-
L04S	Pelotes de dos ou cales tronc - petite taille (la pièce)						
		à droite	<input type="checkbox"/>	73,34 €	77,37 €	-	-
		à gauche	<input type="checkbox"/>	73,34 €	77,37 €	-	-
ASSISE							
L15	Siège anatomique en skaï (recommandé pour taille 55)	<input type="checkbox"/>	104,77 €	110,53 €	34,90 €	4375116	
L15 Soft	Siège anatomique soft	<input type="checkbox"/>	152,45 €	160,83 €	34,90 €	4375116	
L35	Siège post formé anatomique (impossible sur les largeurs 53, 56 et 60cm)	<input type="checkbox"/>	121,50 €	128,18 €	34,90 €	4375116	
COUSSINS GEL "Les Indispensables"			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR	
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	51,16 €	53,97 €	-	-	
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,49 €	72,26 €	-	-	
V16	Protège talon gel 120x140 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	51,16 €	53,97 €	-	-	
V18	Poignée gel pour béquille ou déambulateur avec velcro 120x130 mm	<input type="checkbox"/>	30,67 €	32,36 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	42,17 €	44,49 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	76,67 €	80,89 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	108,97 €	114,96 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	106,79 €	112,66 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	106,79 €	112,66 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	38,35 €	40,46 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	50,17 €	52,93 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	60,25 €	63,56 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	<input type="checkbox"/>	26,95 €	28,43 €	-	-	
V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,45 €	72,21 €	-	-	

Commentaire :