



Invacare® | **Leo**®

Robuste, fiable, sécurisant

Trusted Solutions,  
Passionate People



*Invacare Leo* est un scooter 3 roues ou 4 roues conçu pour tous ceux qui sont attachés à leur autonomie et qui souhaitent pouvoir sortir en toute indépendance. La sécurité est un point clé du **Leo**, tout comme son design et son look sportif. Le **Leo** offre à l'utilisateur la capacité de réaliser ses sorties quotidiennes et ses promenades urbaines en toute liberté.

Grâce à sa conception unique, le **Leo** apporte un maximum de sécurité et devient ainsi le nouveau scooter compact de référence.

## Options et caractéristiques



### Siège confortable

Siège pivotant sur 360°, réglable en hauteur et en profondeur. Permet de trouver une position d'assise optimale.



### Démontage en 5 parties

Sans outils, simple, rapide et fiable.

## Pour une conduite en toute sécurité !

Le scooter *Invacare Leo* 3 ou 4 roues offre une conduite agréable et sûre ce qui facilite le contrôle et les manœuvres. Le système d'éclairage intelligent du **Leo** inclut un feu stop qui s'allume automatiquement à chaque ralentissement du scooter. Son électronique programmable permet de personnaliser son fonctionnement et ses performances selon les besoins et les préférences de l'utilisateur.

## Compact !

Le **Leo** est un scooter compact qui peut être démonté en 5 parties sans outils pour l'emmener avec soi en voyage ou en week-end. Son faible encombrement le rend aussi à l'aise en extérieur que dans des espaces intérieurs. Grâce à un diamètre de braquage plus court de 2300 mm et une meilleure maniabilité, le **Leo** 3 roues offre une conduite idéale dans les endroits exigus en toute sécurité.



## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur sol/siège	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids max utilisateur
<b>3 roues</b>	470 mm	440 mm	460 - 560 mm	475 mm	505 mm	1200 mm	54 kg (sans batt.) 78 kg (avec batt)	136 kg
<b>4 roues</b>	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm		1220 mm	59 kg (sans batt.) 83 kg (avec batt)	136 kg

	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement	Garde au sol	Pente max sécurité	Puissance moteurs	Autonomie	Vitesse
<b>3 roues</b>	2 x 36 Ah	2320 mm	60 mm	70 mm	10°	240 W	36 km	8 km/h
<b>4 roues</b>	2 x 36 Ah	2620 mm	60 mm	70 mm	10°/70 mm	240 W	38 km	8 km/h


## Coloris

Gris Lunaire

Bleu Onyx

Rouge Rubis

Vinyle Noir



## Revêtement du siège