

# Youpi

4 tailles

**YOUPI** est un appareil modulaire de verticalisation et de déambulation, style Youpala®, conçu pour faciliter la marche en position verticale. Parfaitement stable avec ses quatre roues, il procure une grande souplesse d'utilisation.

**YOUPI** est équipé en série de :

- Tablette transparente
- Assise culotte (5 tailles)
- Appui-dos et appui thoracique réglables
- Blocage des roues directionnelles arrières + butoirs de protection.
- Appui-dos et appui-thorax : hauteur depuis la tablette 80 à 290 cm.

Modèle **YOUPI** pour l'extérieur, équipé de roues de diamètre 140 mm.

## COLORIS

Très petite taille	carotte	Grande taille	bleu
Petite taille	jaune	Très grande taille	gris pluton

## DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Hauteur culotte	Hauteur de la tablette	Dimensions au sol	Poids appareil (kg)	Poids maxi utilisateur (kg)
Très petite taille	190 à 420	460 à 690	570 x 610	12	35
Petite taille	300 à 500	570 à 780	665 x 835	14	50
Grande taille	360 à 800	790 à 1210	750 x 1040	18	80
Taille adulte	450 à 870	850 à 1250	750 x 1040	18	90

## OPTIONS

Séparateur de jambes

Guidon

Selle monocycle / Selle de cheval

Appui sous axillaires

