




**Appui frontal et thoracique**  
(réglable en hauteur)



**Appui dos inclinable**  
(réglable hauteur, avant/arrière)

# Standing LV

Adolescent  
& Adulte

Poids maxi utilisateur 95 kg (modèle adulte) et 60 kg (modèle adolescent)

**STANDING LV** est particulièrement adapté pour les centres de rééducation. Grâce à son système télescopique compensé par ressort, on obtient un réglage en hauteur sans effort.

L'appui fessier double bras a fait l'objet de recherches particulières. Il bénéficie d'un verrouillage à double sécurité.

La conjugaison de l'appui dos et de la tablette échancrée permet un bon maintien au niveau du tronc.

La commande d'ouverture et de fermeture de l'appui fessier est d'un accès simple. Elle est prévue à droite, mais peut être placée à gauche sur demande. Cet appareil est équipé de coussins en mousse polyuréthane injectée.

**Pour un utilisateur de plus de 95 kg, nous consulter pour une version renforcée.**

## COLORIS

Gris pluton

## DIMENSIONS (mm)

Par rapport au sol	Hauteur de la tablette	Hauteur de l'appui fessier	Hauteur de l'appui genoux	Encombrement larg. x long.	Poids (kg)
Adolescent	750 à 1050	550 à 800	250 à 450	750 x 800	39
Adulte	900 à 1250	700 à 1050	400 à 600	750 x 800	40

## OPTIONS

Appui dos inclinable réglable en hauteur, avant/arrière

Appui frontal et thoracique réglable en hauteur