



#### Equipement de série

Structure en aluminium

Hauteur des poignées 82 – 94,5 cm

Porte-canne

Grand sac en tissu

#### Caractéristiques techniques

Poids max. de l'utilisateur : 136 kg

Poids total : 6,7 kg

Hauteur d'assise : 54 cm

Surface d'assise : 45 x 25 cm

Longueur totale : 65,5 cm

Largeur totale : 63 cm

Hauteur totale : 82 – 94,5 cm

Coloris : Platine / Bleu métallisé

## Rollator léger **RL-SMART**

Ce nouveau rollator très léger en aluminium ne pèse que 6,7 kg. Son assise particulièrement large et souple permet de faire des pauses confortables. La large sangle de dossier de l'assise apporte sécurité et stabilité.

Des dispositifs réfléchissants, situés sur le côté des roues avant, garantissent plus de sécurité de nuit ou au crépuscule. Grâce à ses poignées réglables en hauteur, ce rollator s'adapte aux utilisateurs, grands et petits. De plus, son équipement de série comprend un porte-canne ainsi qu'un grand sac en tissu amovible (capacité de charge max. 5 kg).

Visuellement aussi, ce nouveau rollator léger vous séduira – disponible en platine ou en bleu métallisé – avec son design épuré, souligné par les câbles de freins intégrés au châssis.

#### **Particularités:**

- Assise particulièrement large et souple
- Faible poids
- Design épuré

**Dispositif Médical de classe I certifié CE conformément à la Directive 93/42/CEE. Veuillez consulter votre médecin et lire attentivement la notice d'utilisation pour plus d'informations.**