



Réf. DLTAPU002

Ceinture délectrodes Universelle à Sangles 6US

Cette Ceinture ECG universelle se connecte à tous les ECG (ceinture universelle) et s'adapte à tout type de morphologie grâce à son système de sangles réglables. Lorsqu'elle est en place sur la poitrine, elle s'étire aux dimensions nécessaires et la distance entre les électrodes s'ajuste automatiquement.

Posez la ceinture ECG sur le thorax du patient, placez ses bras dans les supports adéquats et ajustez la sangle.

Branchez ensuite votre câble patient sur la ceinture ECG : l'installation est rapide et les mesures fiables et précises.

Nettoyage : la ceinture peut être lavée à l'eau (hors connecteurs) ou désinfectée à l'alcool ou à la chlorhexidine.



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I
Marquage : CE

Code barres : 7290016423020
Garantie (mois) : 12

MESURES

Largeur unitaire (cm) : 20,0
Longueur unitaire (cm) : 30,0
Hauteur unitaire (cm) : 10,0
Poids unitaire (kg) : 0,350

Largeur conditionnement (cm) : 20,0
Longueur conditionnement (cm) : 30,0
Hauteur conditionnement (cm) : 10,0
Poids conditionnement (kg) : 0,350
Quantité (PCB) : 1

10/05/2016 12:39

1/1