



Réf. **DLTAPU006**

Ceinture d'électrodes Universelle à Sangles - ENFANT

Cette ceinture ECG est destinée aux enfants (1/10 ans). Elle est compatible avec tous les ECG.

Elle comprend : 6 électrodes sur la poitrine, 2 électrodes au bras et 1 électrode de masse (jambe droite)

Nettoyage : cette bande de silicone peut être lavée à l'eau (hors connecteurs) ou désinfectée à l'alcool ou à la chlorhexidine.



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Code barres : 7290016423143

Marquage : CE

Garantie (mois) : 12

MESURES

Largeur unitaire (cm) : 20,0

Largeur conditionnement (cm) : 20,0

Longueur unitaire (cm) : 30,0

Longueur conditionnement (cm) : 30,0

Hauteur unitaire (cm) : 10,0

Hauteur conditionnement (cm) : 10,0

Poids unitaire (kg) : 0,350

Poids conditionnement (kg) : 0,350

Quantité (PCB) : 1

12/05/2016 12:32

1/1