



BRANCARDS PLIABLES DE PREMIERS SECOURS

418 PE plié >



418
PE

BRANCARD ALUMINIUM PLIABLE EN 2

Brancard en aluminium, pliable en largeur, équipé de 4 pieds et d'une toile de couche renforcée, enduite et lavable (orange). Charge maximale 120 kg. Dimensions : longueur 204 cm, largeur 58 cm. Largeur pliée 12 cm. Poids 10 kg.

RÉF. 418 PE



418
PPE

418 PPE plié >

BRANCARD ALUMINIUM PLIABLE EN 4

Brancard en aluminium, pliable en largeur et en longueur, équipé de 4 pieds et d'une toile de couche renforcée, enduite et lavable (orange). Charge maximale 120 kg. Dimensions : longueur 204 cm, largeur : 58 cm. Largeur pliée 12 cm, longueur 114,5 cm. Poids 10 kg.

RÉF. 418 PPE




318
NPR

CIVIÈRE PLIABLE EN 2

Civière en aluminium pliable en longueur, équipée de 2 pieds et de 2 roues escamotables, d'une toile de couche renforcée, enduite et lavable (rouge). Longueur 189 cm. Dimensions pliée : longueur 94,5 cm, largeur 58 cm, épaisseur 13 cm. Poids 8 kg.

RÉF. 318 NPR



< 318 NPR pliée

BRANCARDS PLIABLES POUR AMBULANCES

BRANCARD PLIABLE SANS SUSPENSION POUR AMBULANCE

RÉF. 438 AR



438
ARS

BRANCARD PLIABLE POUR AMBULANCE

Brancard normalisé pour ambulance, pliable en largeur, équipé de 4 roulettes montées sur suspensions «Grégoire», de 4 poignées rentrantes automatiques, d'une têtière relevable à 2 positions et d'une toile de couche renforcée, enduite et lavable (rouge). Dimensions : longueur 187 cm, largeur : 58 cm. Largeur pliée 13 cm. Poids 10 kg.

RÉF. 438 ARS

438 ARS plié >



POUR LE RANGEMENT ET LA PROTECTION DE VOTRE MATÉRIEL



SAC DE RANGEMENT POUR BRANCARD 418PE, 438 AR ET ARS

Réalisé en jersey polyester noir et équipé d'une poignée centrale. Fermeture par galon.

RÉF. HFL

SAC DE RANGEMENT POUR BRANCARD 418 PPE ET 431 R

Réalisé en jersey polyester noir et équipé d'une poignée centrale. Fermeture à glissière.

RÉF. HFL2