



TP 07

APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids : 21.5 kg / 6.15 kg (appareil seul)

Dimensions : 38*42*160 cm
38*43*17 cm (appareil seul)

Pression : Réglable: 20 – 200 mB (15-150 mmHg)

Puissance : 30 W

Tension / Fréquence : 230 V / 50 Hz

Intensité sonore : 50 dB < I < 54 dB

IEC 60601-1 # F101090-CQPE/1

Mode de régulation de la pression :


↪ Double Gradient de Pression Automatique (D.G.P.A. – Brevet International)

Choix des programmes :

↪ 37 programmes préétablis + 10 programmes personnalisables

Gonflage des éléments:

↪ 2 rangées de 7 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément.



Matériau des éléments :

Extérieur : Nylon / Intérieur : Polyuréthane
Fermeture : éléments thermo-soudés

Raccordement :

Éléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite d'air
Pompe / tubes : avec numérotation des connecteurs


Identification des éléments:

Manchons de 7 chambres (compartiments)
Bottes de 7 chambres
Hanchières de 7 chambres

Confort d'utilisation :

Grace à sa conception avancée, le TP07 est très silencieux

ARBORESCENCE DES MENUS



INDICATIONS

- Œdèmes des membres : Lymphœdème - Phléboœdème
- Prévention de la thrombose – séquelles de phlébite
- Problèmes circulatoires
- Jambes lourdes
- Récupération post-chirurgical
- Remodelage corporel

CONTRE INDICATIONS

- Thrombose veineuse en phase aiguë
- Etat inflammatoire ou infectieux du membre à traiter
- Décompensation cardiaque et rénale

RÉFÉRENCES

TP07	Appareil de drainage veino-lymphatique	
M7PGM	Manchon (grand modèle)	Ø 58 cm * 77 cm
M7PSM	Manchon (sur mesure)	Ø X cm * X cm
B7PGM	Botte (grand modèle)	Ø 80 cm * 92 cm
B7PSM	Botte (sur mesure)	Ø X cm * X cm
H7P	Hanchière	Ø 80 cm * 106 cm
H7PSM	Hanchière (sur mesure)	Ø X cm * X cm
SPK	Ceinture abdominale	L: 56 cm * I: 37 cm
SPKSM	Ceinture abdominale (sur mesure)	L: X cm * I: X cm
GHB	Gaines d'hygiène (lot de 100 u)	



DOCTP07F 2009-03-03