


seca 761

Pèse-personne
mécanique à cadran rond
gradué par 1.000 g 



- Construction robuste.
- Grand cadran rond facile à lire.
- Plate-forme très stable.
- Précis et résistant.

seca 761 :

Un classique toujours à la pointe de la technique de pesée.

Ce classique seca a marqué l'image qu'on se fait d'une balance : c'est comme ça qu'elle doit être. Avec une indication précise du poids, des revêtements en matériau synthétique à l'instar des balances médicales, et un boîtier en tôle d'acier comme au bon vieux temps. Et aussi une touche de modernité : de nombreuses couleurs et variantes, pour éviter que ce classique ne devienne ennuyeux.

Des classiques modernes depuis des décennies.

Cette balance au design classique est dotée d'un grand cadran rond bien lisible. Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.

Le cadran est particulièrement grand pour une lecture commode du poids.



Le solide boîtier métallique est conçu pour de nombreuses années d'utilisation dans les conditions les plus difficiles.

seca 761

Caractéristiques techniques

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1 kg
- Dimensions (LxHxP) : 303 x 118 x 470 mm
- Poids : 3,5 kg
- Classe d'étalonnage : M_2

