

seca 959

Fauteuil pèse-personne électronique ③



- Maniabilité renforcée grâce à sa nouvelle poignée ergonomique et à ses nouvelles roulettes.
- Transfert du patient aisé grâce aux accoudoirs et repose-pieds escamotables.
- Protection renforcée du display.
- Fonction BMI.
- Clavier de commande clair.
- Sacoche pour bloc d'alimentation fournie.

seca 959 :**Ménagement, confort et sécurité.**

Comment peser au mieux les patients alités ou les personnes souffrant de problèmes d'équilibre ? Le mieux est qu'elles s'installent sur un fauteuil de pesée seca, car ce dernier peut être déplacé directement jusqu'au patient si nécessaire et vous épargnera, ainsi qu'au patient, tout effort inutile.

Des accoudoirs et repose-pieds rabattables pour un transfert du patient aisé.

Ménagement et confort sont les aspects mis à l'honneur par ce modèle stable à construction en tubes d'acier. Les accoudoirs rabattables vers l'arrière permettent de passer facilement de la chaise ou du lit sur le fauteuil de pesée. Les repose-pieds peuvent être relevés latéralement et être glissés sous l'assise. Les freins bloquant les roues arrière permettent de s'asseoir et de se relever en toute sécurité.

Une mobilité sans efforts.

Le modèle seca 959 dispose de quatre roues manœuvrables et maniables permettant une utilisation même dans les espaces les plus réduits.



Clavier de commande clair.

L'élément d'affichage et de commande à grand écran LCD se trouve sur la face arrière du fauteuil de pesée seca 959. Il est de ce fait très facile à utiliser. D'une structure claire et nette, il permet de commander toutes les fonctions à l'aide de quatre grandes touches. Pratique : la sacoche de transport seca 471 fournie permet de stocker le bloc d'alimentation directement sur le fauteuil.



La forme ergonomique de la poignée circulaire permet de pousser ou de tirer aisément le fauteuil de pesée dans toute direction.



Des valeurs précises quelle que soit la situation.

Le point zéro de la fonction pesée pouvant être modifié par des influences externes, particulièrement lorsqu'il s'agit de pèse-personnes ultrasensibles, il est contrôlé et adapté automatiquement toutes les secondes par le dispositif électronique. Et pour que le modèle seca 959 puisse afficher de manière précise le poids des patients remuants, il est également équipé d'un amortissement très efficace. Fonction supplémentaire : un appui sur une touche du seca 959 permet de déterminer automatiquement la valeur BMI et de ce fait le statut nutritionnel de la personne pesée.



Les accoudoirs et repose-pieds peuvent être relevés pour pouvoir prendre place et se lever plus facilement.

seca 959**Caractéristiques techniques**

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Dimensions (LxHxP) : 563 x 906 x 970 mm
- Poids : 24.5 kg
- Alimentation : adaptateur / piles rechargeables
- Fonctions : TARE, HOLD, l'indice de masse corporelle - BMI, extinction automatique,
- Classe d'étalonnage :