

Accessoires de lit



Ref. PSR 40
Porte-serum à roulettes.
16 couleurs au choix.

115 à 207 cm

Ref. POTENCE SUR PIED
Potence sur pied.
Finition : époxy couleur.

75 cm

170 cm

90 Kg

Ref. PL 3210
Potence sur pied.
Démontable et adaptable sur un lit.
Compatible Potence 2.0.
2 roues à frein.
Finition époxy couleur.

185 cm

150 Kg

75 cm

80 cm

Ref. LUANA
Lampe de lecture incorporée à la potence 2.0®.

85 cm

71 cm

Ref. A1 APPUI DOS

Ref. POIGNÉE DE SORTIE DE LIT

Ref. L1 LEVE DRAP
Dimensions : 51x58x72x42 cm.
Finition époxy couleur.

Ref. AL2 ARCEAU DE LIT
Dimensions : 35x58x33 cm.



REFERENCES NORMATIVES :

- Qualité de fabrication et de service :
 • ISO 9001 version 2000
 • ISO 13485 version 2003
- Conformité produit : CE
 NF EN 1441 et NF EN ISO 14971
 NF EN 60601 - 2 - 38/A1 et NF EN 1970/A1

Siège social - Parc Eurasanté
 243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
 Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
 B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
 Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

