



TP 07

## APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE



### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**Poids :** 21.5 kg / 6.15 kg (appareil seul)

**Dimensions :** 38\*42\*160 cm  
38\*43\*17 cm (appareil seul)

**Pression :** Réglable: 20 – 200 mB (15-150 mmHg)

**Puissance :** 30 W

**Tension / Fréquence :** 230 V / 50 Hz

**Intensité sonore :** 50 dB < I < 54 dB

**IEC 60601-1 # F101090-CQPE/1**

#### **Mode de régulation de la pression :**


↪ Double Gradient de Pression Automatique (D.G.P.A. – Brevet International)

#### **Choix des programmes :**

↪ 37 programmes préétablis + 10 programmes personnalisables

#### **Gonflage des éléments:**

↪ 2 rangées de 7 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément.



#### **Matériau des éléments :**

Extérieur : Nylon / Intérieur : Polyuréthane  
Fermeture : éléments thermo-soudés

#### **Raccordement :**

Éléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite d'air  
Pompe / tubes : avec numérotation des connecteurs


#### **Identification des éléments:**

Manchons de 7 chambres (compartiments)  
Bottes de 7 chambres  
Hanchières de 7 chambres

#### **Confort d'utilisation :**

Grace à sa conception avancée, le TP07 est très silencieux

# ARBORESCENCE DES MENUS



## INDICATIONS

- Œdèmes des membres : Lymphœdème - Phléboœdème
- Prévention de la thrombose – séquelles de phlébite
- Problèmes circulatoires
- Jambes lourdes
- Récupération post-chirurgical
- Remodelage corporel

## CONTRE INDICATIONS

- Thrombose veineuse en phase aiguë
- Etat inflammatoire ou infectieux du membre à traiter
- Décompensation cardiaque et rénale

## RÉFÉRENCES

TP07	Appareil de drainage veino-lymphatique	
M7PGM	Manchon (grand modèle)	Ø 58 cm * 77 cm
M7PSM	Manchon (sur mesure)	Ø X cm * X cm
B7PGM	Botte (grand modèle)	Ø 80 cm * 92 cm
B7PSM	Botte (sur mesure)	Ø X cm * X cm
H7P	Hanchière	Ø 80 cm * 106 cm
H7PSM	Hanchière (sur mesure)	Ø X cm * X cm
SPK	Ceinture abdominale	L: 56 cm * I: 37 cm
SPKSM	Ceinture abdominale (sur mesure)	L: X cm * I: X cm
GHB	Gaines d'hygiène (lot de 100 u)	



DOCTP07F 2009-03-03