

# Invacare® | *iPortal*™ 2



Existe en  
3 versions



dynamic™



DX™



Bluetooth®

Made for  
iPod iPhone iPad

## Pilotez les produits Apple ou votre ordinateur !

*iPortal 2* est une solution technologique novatrice qui permet aux utilisateurs de fauteuil roulant électrique de "rester connectés".

Téléphonie, navigation sur Internet, rédaction de texte, musique, vidéo, photo ainsi que de nombreuses autres applications sont à portée des utilisateurs quel que soit le principe de commande du fauteuil.

Pour chaque version existante deux niveaux d'application sont proposés permettant soit d'obtenir un déport d'affichage compatible avec les électroniques **ACS2**, soit de prendre la main via le ou les joysticks du fauteuil pour naviguer à travers les produits Apple, les équipements fonctionnant sous Android ou un ordinateur.



Yes, you can.®

## Des produits intuitifs

A l'image des produits Apple le système **iPortal 2** est simple d'installation et d'utilisation. Le téléchargement via l'Apple store de l'application « **iPortal Dashboard** » et un jumelage bluetooth permettent l'affichage en temps réel des informations de vitesse, d'assise, de niveau de batterie.

## Le module bluetooth

Le module se fixe de façon discrète sous l'assise du fauteuil. Il comporte une sortie USB pour assurer l'alimentation permanente de l'iPhone, de l'iPad ou de l'iPod Touch via le câble intégré dans le flexible.



Les versions



### **iPortal Accessibilité**

Permet une liaison en temps réel entre le fauteuil et les produits Apple (iPod touch, iPhone ou iPad). Il se compose du module Bluetooth pour la connexion et du support flexible.



### **iPortal Emulation**

Permet à l'utilisateur de piloter un ordinateur ou un équipement sous Android avec le joystick du fauteuil. Il s'agit de l'émulation souris. Compatible avec Windows, Mac, Linux, Tablettes PC et Android.



### **iPortal Liberté**

Rassemble les versions Accessibilité et Emulation. Offre une liberté totale dans l'utilisation des nouvelles technologies.

## Les applications



### **Déport d'affichage**

Ce mode offre un affichage convivial des états du fauteuil. En cas d'anomalie du fauteuil une page d'appel d'urgence est proposée. Ce mode est compatible avec la plupart des électroniques Invacare. Il s'obtient en téléchargeant l'application gratuite **iPortal Dashboard**.



### **Commande au joystick**

Avec le même module en téléchargeant l'application payante **iPortal dashboard upgrade** vous pouvez utiliser un iPod touch V4, un iPhone4, un iPad ou un iPad 2 via les joysticks de la gamme Invacare.

## Accessoires et modules



### **Les électroniques Invacare**

Pour utiliser pleinement toutes les fonctions du **iPortal dashboard upgrade** le fauteuil doit être équipé d'un manipulateur **Rem550**, **Rem24SD** ou **G91S**. Les mini joysticks ou commandes au menton associées à ces manipulateurs sont pleinement compatibles avec le **iPortal**.



### **Module iPortal**

SP1553373 Accessibilité  
SP1579202 Emulation  
SP1579203 Liberté



### **Supports et flexibles :**

Long 490 mm : 1545532  
Court 330 mm : 1545531  
Support entre accoudoir et flexible : DE138120