

SIHARIK  RS
SIHARIK  RTT



RGK

 SUNRISE
MEDICAL

SHARK RS

HANDBIKE
COMPETITION



Conçu pour et par les champions. Le Shark RS est le handibike des sportifs de haut niveau, conçu pour permettre le meilleur positionnement individuel. Le design aérodynamique de son cadre enveloppe le conducteur, et lorsque la force est introduite, elle est directement convertie en propulsion.

Caractéristiques majeures

- ▶ **Design de cadre innovant** : le centre de gravité bas et le large empattement du cadre permettent d'atteindre des vitesses élevées tout en assurant une stabilité maximale.
- ▶ **Fourche** : soudée selon les exigences individuelles du client, la force est directement convertie en propulsion, offrant ainsi le coup de pouce idéal pour votre prochaine course.
- ▶ **Axe reliant les roues arrière** : grâce à ses pièces forgées, la fixation de l'axe est très rigide et son poids ultra réduit. L'axe complet disponible en aluminium ou en fibre de carbone (option).
- ▶ Le dossier innovant et performant garantit un confort ergonomique maximal.
- ▶ VITESSES: 3x11

CADRE
CONFI-
GURABLE

125 KG
POIDS MAX.
UTILISATEUR

POIDS
A PARTIR DE
12,9 KG



RECOMMANDATION ATHLÈTE:

NIVEAU INTERMÉDIAIRE À EXPERT

▶ ▶ ▶ ▶ **SHARK RT**

**HANDBIKE
LOISIR**



Pour le loisir et les athlètes semi-professionnels. Offrant les mêmes performances exceptionnelles que le Shark RS, le Shark RT offre plus de possibilités de réglage et de flexibilité, ce qui signifie que vous pouvez obtenir votre position optimale pour dominer la route.

Caractéristiques majeures

- ▶ **Réglage en longueur des repose-pieds** pour une position personnalisée. Simple à ajuster and very clean look.
- ▶ **Dossier innovant** procurant une performance maximale grâce à son réglage ergonomique. Les éléments du dossier réglables indépendamment contribuent à améliorer les performance du conducteur et permettent un transfert de puissance optimal.
- ▶ **Fourche réglable en hauteur et en profondeur** en plusieurs positions. Cela permet une plus grande flexibilité pour tous les utilisateurs.
- ▶ **Frein de parking léger** empêche le Shark RT de rouler vers l'avant ou l'arrière. Cela permet un transfert sûr dans et hors du handbike.
- ▶ VITESSES: 3x10

CADRE
HAUTEMENT
AJUSTABLE

125 KG
POIDS MAX.
UTILISATEUR

POIDS
A PARTIR DE
14,9 KG



RECOMMANDATION ATHLÈTE:

DÉBUTANT À NIVEAU INTERMÉDIAIRE

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ DONNÉES TECHNIQUES



SHARK RS



SHARK RT



NIVEAU

NIVEAU INTERMÉDIAIRE À EXPERT

DÉBUTANT À NIVEAU INTERMÉDIAIRE

CONCEPTION DU CADRE

CONFIGURABLE

AJUSTABLE

MATÉRIAU CADRE

ALUMINIUM

ALUMINIUM

LÉGÈRETÉ



RIGIDITÉ



OPTIONS



POIDS

A PARTIR DE 12,9 KG

A PARTIR DE 14,9 KG

LARGEUR CADRE

34 - 42 CM (par paliers de 20 mm)

38 / 40 / 42 CM

ARRIÈRE

RÉGLABLE EN ANGLE 20° À 60°

RÉGLABLE EN ANGLE 20° À 60°

LONGUEUR PÉDALIER

155 - 175 MM (par paliers de 5 mm)

175 MM

VITESSES

3X11

3X10

FREINS

PERFORMANCE

STANDARD

COLORIS

24 COLORIS AU CHOIX

NOIR MAT, BLANC PUR, ROUGE BRILLANT,
BLEU OCÉAN BRILLANT, VERT MAMBA

MARQUAGE CE : OUI

Pour plus d'informations sur les spécifications complètes, les options et les accessoires, veuillez vous reporter à la fiche de mesure.

Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la Société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, veuillez vous reporter à la fiche technique/fiche de mesure ou au manuel d'utilisation.