

# Barre d'appui Etac Flex

Conception innovante génératrice de possibilités.

NOUVEAU  
PRODUIT !

## Barres d'appui modulaires flexibles

La barre d'appui Etac Flex représente la solution idéale pour une assistance dans la salle de bains. Modulaire et flexible, la poignée se règle facilement pour s'adapter à la salle de bain et aux utilisateurs. Son design 100% scandinave s'harmonise avec celui d'autres produits, et se décline en deux coloris (blanc et gris).

## Une assistance pour les bons et les mauvais jours

Le matériau utilisé ainsi que la forme et la surface de la barre d'appui vous assurent une prise stable, même si les poignées ou vos mains sont humides. La forme triangulaire et l'emplacement pour le pouce confèrent une impression de sécurité accrue.



*Etac Flex s'intègre parfaitement à votre salle de bain.*

### Montage d'Etac Flex à l'aide de vis

- Barre d'appui Flex 30 cm blanche	81707110
- Barre d'appui Flex 60 cm blanche	81707120
- Barre d'appui Flex 90 cm blanche	81707130
- Extension Flex 30 cm blanche	81707110
- Barre d'appui Flex 30 cm grise	81707310
- Barre d'appui Flex 60 cm grise	81707320
- Barre d'appui Flex 90 cm grise	81707330
- Extension Flex 30 cm grise	81706310

### Montage d'Etac Flex avec de la colle

- Barre d'appui Flex 30 cm blanche	81707210
- Barre d'appui Flex 60 cm blanche	81707220
- Barre d'appui Flex 90 cm blanche	81707230
- Extension Flex 30 cm blanche	81706210
- Barre d'appui Flex 30 cm grise	81707410
- Barre d'appui Flex 60 cm grise	81707420
- Barre d'appui Flex 90 cm grise	81707430
- Extension Flex 30 cm grise	81706410

### Poids

0,35 kg par unité

### Poids maximal de l'utilisateur

100 kg

### Matériau

Polypropylène

### Couleur

Blanc et gris volcan



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



*Remarque : si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs barre(s) d'appui à une combinaison de 30 cm, 60 cm ou 90 cm, vous devez utiliser les extensions Etac Flex.*

# Caractéristiques



## Facile à régler

Le montage du système modulaire peut être personnalisé.



## Créer des possibilités

Vous pouvez fixer autant de barres d'appui que vous souhaitez et choisir l'angle d'inclinaison qui vous convient. Les possibilités sont infinies.



## Prise en main sécurisée

La forme et la surface bien conçues de la barre d'appui assurent une prise stable, même si vos mains sont humides.



## Deux modes de fixation

La barre d'appui peut être fixée avec des vis ou de la colle. L'utilisation de colle est particulièrement recommandée aux utilisateurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire de trous dans les murs de leur salle de bain.



Les barres d'appui Etac Flex vous offrent un large choix de positionnement. Vous pouvez régler l'angle entre  $-90^\circ$  et  $+90^\circ$  selon vos besoins.

