

Chaise de douche Etac Clean

La chaise Etac Clean est sûre et ergonomique, aussi bien pour les utilisateurs que pour le personnel soignant. Résolument fonctionnelle, elle a été élaborée jusqu'au plus petit détail pour faire vivre à l'utilisateur une expérience positive et sans risque dans la salle de bain.

Simple à intégrer et à manœuvrer

Etac Clean se dirige sans difficulté grâce à sa large poignée de poussée, dont la conception verticale intelligente garantit que la chaise Clean s'adapte parfaitement, même sur des toilettes suspendues. Par ailleurs, la chaise est ouverte à l'arrière pour faciliter l'accès.

Repose-pieds confortable et pratique

Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise lorsqu'il est inutilisé. La surface légèrement incurvée assure un confort optimal aux pieds, qui sont également protégés par la partie latérale du repose-pieds.

Tous les autres modèles Clean présentent les mêmes caractéristiques. Toutefois, ils sont munis de fonctionnalités supplémentaires pour répondre à d'autres besoins.



Chaise de douche et de toilettes Etac Clean

44 cm, 4 roulettes verrouillables
49 cm, 4 roulettes verrouillables
49 cm, 2 roulettes verrouillables
49 cm, 4 roulettes verrouillables, avec dossier souple et support bassin
49 cm, 2 roulettes verrouillables, dossier souple
55 cm, 4 roulettes verrouillables, avec dossier souple et support bassin
55 cm, 4 roulettes verrouillables
55 cm, 2 roulettes verrouillables
55 cm, 2 roulettes verrouillables, dossier souple
60 cm, 2 roulettes verrouillables, avec cales de surélévation

Chaise de douche et de toilettes Etac Clean - lot de deux

49 cm, 4 roulettes verrouillables, lot de deux
49 cm, 2 roulettes verrouillables, lot de deux
55 cm, 4 roulettes verrouillables, lot de deux
55 cm, 2 roulettes verrouillables, lot de deux

Poids

44 cm : 13,5 kg
49 cm : 14 kg
55 cm : 14,5 kg
60 cm : 15 kg

Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

Matériaux

Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes verrouillables avec roulement à billes : polyamide/TPE

Blanche

80229269
80229270
80229273
80229286
80229305
80229287
80229271
80229274
80229306
80229275

Blanche

-
80229283
80229281
80229284

Vert lagon

80229209
80229210
80229213
-
-
-
80229211
80229214
-
80229215

Vert lagon

80229220
80229223
80229221
80229224

Entretien

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



Caractéristiques



Fine mais spacieuse

La conception intelligente d'Etac Clean se traduit par une assise large et confortable, tout en conservant une chaise élégante et fine.



S'adapte sur les toilettes

Grâce à sa poignée verticale, cette chaise est totalement adaptable, même sur des toilettes suspendues.



Accès facile

La chaise est ouverte à l'arrière pour faciliter l'approche du personnel soignant au moment de la toilette.



Repose-pieds

Le repose-pieds, pratique, souple et de forme arrondie, apporte un confort et une protection supplémentaires aux pieds de l'utilisateur.

