

# DÉAMBULATEURS



## Crocodile

Code LPPR 1285619 - Code ISO 120606

Réf. 02375 / 02376 / 02376-N / 02370



Déambulateur / aide à la marche


**Crocodile est un déambulateur inversé : il se place derrière l'enfant ; ce qui facilite son accès aux différentes activités.**

Les poignées ajustables peuvent être réglées individuellement afin d'adapter le déambulateur à l'enfant, offrant ainsi un maintien et une stabilité maximum. Léger, Crocodile est facile à manœuvrer et très sécurisant. Grâce à son châssis pliant, le transport et le rangement sont également facilités. Crocodile existe en 3 tailles et convient aux enfants âgés de 2 à 17 ans.

### CARACTÉRISTIQUES



- Cadre pliable en aluminium et ABS ;
- Poignées multi réglables en largeur et en hauteur ;
- Châssis du haut ajustable en hauteur ;
- Revêtement mousse sur le cadre haut ;
- Roues avant pivotantes avec stabilisateur directionnel ;
- Roues increvables à l'avant et à l'arrière ;
- Frein progressif sur roues arrières ;
- Butées anti-recul.



### DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur [www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM

Dimensions en cm	TAILLE	RÉF	TAILLE USAGER	LARGEUR ENTRE POIGNÉES	HAUTEUR CADRE HAUT	HAUTEUR POIGNÉES	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉ	HAUTEUR PLIÉ	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
Crocodile	T 1	02375	115	27-55	49-66	39-70	72	62	72	31	15/20	30	5,5
	T 2	02376 02376-N	150	32-60	65-82	55-88	84	69	86	27	15/20	45	6,5
	T 3	02370	180	35-69	77	70-100	87	69	100	29	15/20	80	12

Coloris .....



JAUNE  
TAILLE 1



ORANGE  
TAILLE 2



NOIR  
TAILLES 2/3  
(RÉF. 02376-  
N/02370)

*Crocodile Taille 3*



ACCESSOIRES POUR CROCODILE

ACCESSOIRES	RÉF.
Dossier	
• T1 - T2 / T3	02382 / 02382*
Dossier courbe réglable	
• T3	02367*
Barre transversale supplémentaire	
• T3	02366
Jeu de butée de poignées	
• T3	02373
Cales de hanches	
• T1 - T2/ T3	02383 / 02383
Supports d'avant-bras	
• T1 / T2	23790 / 23791
• T3	02369
Siège escamotable	
• T1 / T2	02384 / 02385
• T3	02374
Culotte	
• T1 / T2	02377 / 02378
Frein à main	
• T1 - T2	02372
Kit anti-bascule	
• T1 - T2 / T3	02381 / 02368
Sac	
• T1 - T2 / T3	02386 / 023702*



*Frein progressif*

\* Ces références doivent obligatoirement être commandées avec la réf.02366