

MÉDI REPOS® - MÉDI DÉTENTE®



Fauteuil MÉDI REPOS et pouf présentés en PVC Banane, structure ral 9016

MÉDI REPOS

FAUTEUIL BOIS

Inclinaison jusqu'à 40°



PRATIQUE

- ▶ Dossier inclinable 40° par vérin à gaz.
- ▶ Manettes d'inclinaison du dossier bilatérale.
- ▶ Petites roulettes de mobilité sur les 2 pieds arrière. (déplacement à vide)

ESTHÉTIQUE

- ▶ Les boiseries, Hêtre massif, sont teintées ou laquées afin de protéger le bois et d'en faciliter l'entretien.
- ▶ Choix des teintes selon notre nuancier (cf. fiche nuanciers).
- ▶ Revêtement PVC selon notre nuancier (cf. fiche nuanciers).

MÉDI DÉTENTE

FAUTEUILS MÉTAL

PRATIQUE

- ▶ Inclinaison du dossier par vérin à gaz 40°.
- ▶ Dossier 2/3 1/3.
- ▶ Barre de poussée.
- ▶ Manette d'inclinaison latérale.
- ▶ Accoudoirs escamotables, réglables 4 positions.
- ▶ Coussin d'assise anti-glissement amovible.
- ▶ Sellerie désolidarisable et déhoussable.



POUF
Repose-jambes.
Tube rond

SÉCURITÉ

- ▶ 4 roues de 100 mm dont 2 à frein.
- ▶ Palette repose-pieds thermoformée relevable avec anti-bascule.

ACCESSOIRES

- ▶ Tablette...
- ▶ Structure époxy, gris RAL 7035 (coloris unique)
- ▶ Revêtement PVC selon notre nuancier (cf. fiche nuanciers).



MÉDI OCÉAN

- ▶ Dossier inclinable par vérin à gaz (40°).
- ▶ Accoudoirs escamotables.
- ▶ Tube rond.
- ▶ Manettes d'inclinaison bilatérales.
- ▶ Assise réglable en hauteur.

ERGONOMIE

- ▶ Les fauteuils MÉDI facilitent le transfert du lit au fauteuil et veillent au repos confortable des patients.

ROBUSTE

- ▶ Structure en bois massif ou en métal époxy.

DÉSIGNATION	ASSISE				DOSSIER	ACCOUDOIRS		HORS TOUT	
	Largeur (entre accoudoirs)	Profondeur	Hauteur sol/siège	Épaisseur coussin	Hauteur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Profondeur
FAUTEUIL BOIS									
MÉDI REPOS	52	48	46	10	73	66/59	69	117	74
POUF	43	47	45	10	NA	NA	48	45	51
FAUTEUILS MÉTAL									
MÉDI OCÉAN	55	48	46,5 / 50,5 / 54,5	10	73	66	72	117	79
MÉDI DÉTENTE	49	45	50	10	73	50 / 69	67	120	79
POUF	43	47	45	10	NA	NA	50	45	48

Dimensions en cm

Poids patient supporté : 135 kg

Garantie 2 ans

Photos non contractuelles

WINNOCARE France - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France

Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantique.fr - www.winnocare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNOCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques

Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

