

Start M1 - Le fauteuil malin



• Accoudoirs réglables en hauteur avec bouton



• Focus produit

- Poids très faible (à partir de 14,6 kg pour le poids complet, à partir de 9,5 kg pour le poids de transport*)
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Réglage de la profondeur du siège 20 mm
- Très bonne compatibilité des pièces
- Nouvelle toile de dossier réglable en tension Eco
- Réglage sans outil de la longueur du segment jambier

• Autres caractéristiques du produit

- Châssis en aluminium
- Réglage de la profondeur du siège 20 mm
- Couleur du châssis: argent métallisé
- Aide au basculement intégré dans le châssis
- Toile d'assise et de dossier: nylon noir
- Dossier doté d'une courbure lombaire
- Accoudoirs ajustables en hauteur (3 niveaux) ou réglables en hauteur (8 niveaux), réglables en profondeur, relevables mais fixes
- Roues directrices 8" (200 x 50 mm) avec pneus en polyuréthane ou 6" PVC
- Freins à pression
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane ou roues motrices 12"
- Repose-pieds en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique
- Potences reposer-pieds pivotantes
- Freins à tambour pour utilisateur et accompagnateur

* Le poids de transport correspond au poids complet du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des reposer-pieds et du coussin d'assise.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été attesté par un institut indépendant.

Équipement	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 6	Variante 7
Roues motrices	Standard 24"	Standard 24"	24" avec frein à tambour	Standard 24"	24" avec frein à tambour	Standard 12"	Standard 24"
Roues directrices	6" PVC	8" PU (200 x 50 mm)	8" PU (200 x 50 mm)	8" PU (200 x 50 mm)	8" PU (200 x 50 mm)	6" PVC	6" PVC
Freins à tambour pour accompagnateur et utilisateur	-	-	Oui	-	Oui	-	-
Accoudoirs avec plaque protège-vêtements	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Ajustable en hauteur	Ajustable en hauteur
Couleur du châssis	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé	Argent métallisé
Dossier	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Avec courbure lombaire	Cassant	Cassant
Toile du dossier	Standard	Standard	Standard	Régl. en tension Eco	Régl. en tension Eco	Standard	Standard
Poignées de poussée	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Toile d'assise	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Anti-bascule	-	-	-	Fourni	Fourni	-	-
Porte-canne	-	-	-	Fourni	Fourni	-	-
Ceinture de sécurité	-	-	-	Fournie	Fournie	-	-
Coussin d'assise	-	-	-	Fourni	Fourni	-	-

Caractéristiques techniques

Poids max. utilisateur	125 kg
Poids du fauteuil roulant	à partir de 14,6 kg
Largeur d'assise	6 largeurs d'assise 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm
Profondeur d'assise	420 mm (réglable à 400 mm)
Hauteur du dossier	420 mm (réglable à 400 mm)
Hauteur du siège à l'avant	460–510 mm
Hauteur du siège à l'arrière	450–500 mm
Inclinaison du siège	2°
Longueur du segment jambier	280–500 mm (réglable sans outil à intervalle de 20 mm)