



Invacare®

Action^{®3} NG

Une star continue d'exister !

Trusted Solutions,
Passionate People



L'**Action³_{NG}** est l'un des meilleurs exemples en terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce à sa plateforme commune avec les autres produits de la gamme **Action**, il peut être facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur. Son design attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en terme de stabilité et de confort marquent la renaissance du mytique **Action³**.



Fonctionnalité

Action³_{NG} est doté d'un croisillon profilé qui permet à la fois d'améliorer la stabilité et la rigidité du fauteuil, mais aussi la fonction pliage et dépliage. Il est également équipé en série d'une toile de dossier réglable en tension et propose ainsi un meilleur confort à l'utilisateur.

Durabilité

Configurable et modulaire, **Action³_{NG}** s'adapte parfaitement à l'évolution des besoins de l'utilisateur. Il peut être réutilisé en changeant les options. Les qualités de roulage et la qualité de ses composants ont été améliorés. L'utilisateur peut compter sur **Action³_{NG}** pour lui faciliter la vie au quotidien.

Transportable

Les roues à démontage rapide, le dossier pliant à mi-hauteur, le poids léger et le système de pliage aisé rendent **Action³_{NG}** facile à transporter dans une voiture.



Caractéristiques et Options



Toile de dossier bi-matière

Disponible en option, la toile bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière.



Repose-jambes Standard

Sa structure en acier et son mécanisme robuste du réglage en angle lui confère une grande solidité.



Repose-jambes à compensation

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



Invacare **Action³_{NG} Levier Pendulaire**

Système par levier pendulaire, disponible en hauteurs d'assise 510/485/460 mm.



Invacare **Action³_{NG} Dual HR™**

Système breveté de double main courante doté d'un démontage plus rapide des roues arrière et d'une plus grande précision de conduite grâce à un jeu mécanique réduit au niveau du cardan. La main courante intérieure est réversible pour s'adapter à chaque utilisateur.



Invacare **Action³_{NG} Comfort**

Fauteuil léger configurable de confort. Assise et dossier en Dartex. Dossier enveloppant pour un maintien optimal tout en douceur.



Invacare **Action³_{NG}** est compatible avec le Alber scalamobil® et vous permet ainsi de monter les escaliers en toute sécurité et simplicité.



Invacare **Action³_{NG} Matrix®**

Fauteuil équipé des dossiers et coussins de positionnement **Matrix (Elite, Elite Deep, Solution Xtra, Vi et Libra)**.



Coussin d'assise **RECFrance Profil'Air**

Coussin à air à cellules pneumatiques, mono-compartment, hauteur 70 mm. Disponible en option montée. Destiné à la prévention des escarres pour les patients à risque élevé ou très élevé.



Bodypoint®

Ceintures de positionnement **Bodypoint®**

Ceintures 2 points ou 4 points rembourrées et confortables pour un bon positionnement. Disponibles en option montée.



Les accoudoirs

1. Relevables et amovibles, 2. relevables, amovibles et réglables en hauteur. 3. et 4. amovibles et réglables en hauteur - Existents tous avec manchettes courtes ou longues. 5. Gouttière, 6. garde-boue amovible et réglable en hauteur.



Invacare **Action³_{NG} version Transit**

Propose des roues 12" à l'arrière et des hauteurs d'assise de 510/485/460mm. Largeur hors tout = largeur d'assise + 160mm.

Disponible en dossier inclinable ou pliant à mi-hauteur.



Potence

Plus rigide, elle apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.



Dossier inclinable par **crémaillère ou véris à gaz**

Inclinaison du dossier de 0° à 30°.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Angle des potences
<i>Invacare</i> Action³_{NG}	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	400 / 430 / 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	80° / 0 - 80°
<i>Invacare</i> Action³_{NG} Transit	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	460 / 485 / 510 mm	430 / 510 mm	200 - 280 / 240 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	80° / 0 - 80°

	Angle de dossier	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Largeur pliée hors-tout	Poids du fauteuil
<i>Invacare</i> Action³_{NG}	7° / 0° à 30°	Largeur d'assise + 190 mm	820 - 1050 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	295 mm	14,2 kg
<i>Invacare</i> Action³_{NG} Transit	0° à 30°	Largeur d'assise + 160 mm	920 - 1050 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	260 mm	13,8 kg

	Poids max. utilisateur	Poids de transport
<i>Invacare</i> Action³_{NG}	7° / 0° à 30°	7,6 kg (sans roues arrière, accoudoirs et repose-jambes)
<i>Invacare</i> Action³_{NG} Transit	7° / 0° à 30°	10,7 kg (sans roues arrière, accoudoirs et repose-jambes)



Coloris du châssis

Rouge Rubis

Gris Ardoise

Bleu Océan

Noir Brillant

Blanc Perle



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Revêtement du siège

Nylon noir

