

Pliable. Fonctionnalité. Sécurité. Peu importe comment vous le regardez, ce fauteuil est à part entière. Le **Compact** est incroyablement compact, sans faire de compromis sur sa qualité. Chaque millimètre du **Compact** a été conçu, développé et fabriqué en tenant compte de ses spécifications précises. Sa largeur totale pliée de 29 cm le démontre parfaitement. Avec un fauteuil aussi compact, la seule vraie question est : dans quelle valise ne pourrait-il pas entrer ?

FAUTEUILS  
CE QUE VOUS

# COMPACT



Pliant. Fonctionnel. Compact



Potences à 70°, 80° ou 90°



Pliant en un tour de main



Démontable pour un transport facile



Réglage facile de la fixation des roues arrière

# ADDME3

## DONNÉES TECHNIQUES COMPACT



**Angle de châssis**  
70°/80°/90°



**Hauteur d'assise**  
avant : 380 – 530 mm  
arrière : 380 – 500 mm  
par paliers de 10 mm



**Pente max. de sécurité**  
7°



**Poids total**  
approx. 10.1 kg



**Largeur d'assise**  
280 – 500 mm  
par paliers de 20 mm



**Distance UL**  
210 – 510 mm  
par paliers de 10 mm



**Rayon de giration**  
920 – 1230 mm



**Poids de transport  
(sans roues arrière)**  
approx. 11 kg



**Profondeur d'assise**  
320 – 500 mm  
par paliers de 20 mm



**Largeur totale plié**  
approx. 290 mm



**Largeur totale**  
+ 180 mm



**Poids max. de  
l'utilisateur**  
130 kg



**Hauteur de dossier**  
300 – 510 mm  
par paliers de 15 mm



**Angle de dossier**  
82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



**Longueur totale**  
70°: approx. 940 mm  
80°: approx. 890 mm  
90°: approx. 840 mm



**Crash-test approuvé**  
Répond aux exigences  
de la norme ISO 7176-19