

Avec **The KSL**, nous voulions créer quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire : C'est l'expérience küschall la plus complète, avec le fauteuil le plus léger et le plus dynamique que nous ayons construit. Pour ce faire, nous avons repensé chaque élément. Pas simplement les alléger et les renforcer - mais les améliorer. Le résultat est plus qu'un fauteuil. C'est **The KSL**.

V
VOTRE



VIVEZ VIE



Épuré à l'extrême et ultra léger



Disponible avec dossier fixe ou rabattable




Superbes détails combinés à la précision suisse.



Bouchons de tête de fourche personnalisables, avec du texte ou un dessin



Design du châssis minimaliste



Barre de carrossage en carbone

DONNÉES TECHNIQUES THE KSL



Angle de châssis

75°/90°

Châssis en V ou avant rétréci



Hauteur d'assise

avant : 450 – 530 mm

arrière : 400 – 480 mm

par paliers de 10 mm



Pente max. de sécurité

7°



Poids total

approx. 6.8 kg



Largeur d'assise

340 – 440 mm

par paliers de 20 mm



Distance UL

350 – 500 mm

par paliers de 10 mm



Rayon de giration

920 – 1230 mm



Poids de transport (sans roues arrière)

approx. 4.3 kg



Profondeur d'assise

385 – 485 mm

par paliers de 25 mm



Centre de gravité

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Largeur totale

+ 170 mm



Poids max. de l'utilisateur

100 kg



Hauteur de dossier

270 – 420 mm

par paliers de 15 mm



Angle de dossier

74°/78°/82°/86°/90°



Longueur totale

75°: approx. 800 mm

90°: approx. 730 mm