

# Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



## Lisa Eco-Buggy

La simplicité au quotidien



La poussette Lisa Eco-Buggy facilite le quotidien grâce sa taille compacte, son poids plume et ses accessoires malins.

## Lisa Eco-Buggy Compacte, légère et pliante

La poussette-canne Lisa Eco-Buggy est conçue pour être transporté facilement et rapidement. Grâce à son châssis en aluminium, la Lisa Eco-Buggy est ultra-légère. Pouvant supporter une charge maximale de 50 kg, elle convient également pour de plus grands enfants. Sa toile d'assise et de dossier renforcée, ses palettes repose-pieds réglables en hauteur ainsi que sa sangle de bassin contribuent à un bon équilibre de l'enfant. Grâce à la suspension de ses quatre roues de direction jumelées et à son dispositif d'arrêt des roues avant, la Lisa Eco-Buggy se laisse facilement manoeuvrer sur tous types de terrain.

Les plus de la Lisa Eco-Buggy : un mécanisme de pliage facile, une largeur réduite et un sac de rangement pliant. Des détails pratiques faisant leurs preuves au quotidien.

Otto Bock France

4 rue de la Réunion – ZA de Courtaboeuf – 91941 Les Ulis Cedex – Tel 01 69 18 88 30 – Fax 01 69 18 06 17 – [www.ottobock.com](http://www.ottobock.com) – [reha@ottobock.fr](mailto:reha@ottobock.fr)



# Lisa Eco-Buggy



Solidité de la toile d'assise et de dossier



Roues de direction jumelées, avec dispositif d'arrêt



Dossier inclinable



Roues arrières avec rallonge de frein levier



Palette repose-pieds réglable en hauteur



Sac de rangement pliant

## Caractéristiques techniques

Profondeur d'assise	30 cm
Largeur d'assise	35 cm
Hauteur de dossier	55 cm
Inclinaison de dossier	90° - 110°
Longueur de jambes	20 - 34 cm*
Poids	9 kg
Charge utile	50 kg
Dimension pliée	30 x 40 x 12
Ø roue avant / arrière	16.5 / 20

\* La longueur maximum exige l'ajustage des roues de direction



## Coloris de châssis



anthracite métallisé

## Toile en nylon



bleu

**Otto Bock®**

QUALITY FOR LIFE