


Tables Vision

Code ISO 180303

Réf. voir tableaux



Grande variété et design soigné.

La gamme Vision offre une grande variété de modèles dans la plus pure tradition du design scandinave.

Les tables Vision conviennent aussi bien aux enfants qu'aux adultes et s'adaptent à toute personne valide ou handicapée. Elles offrent ainsi des conditions de travail optimales, pour l'utilisateur comme pour le thérapeute lors de la rééducation. Disponibles en 7 types de plateaux différents en 3 tailles, les tables individuelles sont réglables en hauteur et en inclinaison, soit manuellement soit électriquement (sauf type A en inclinaison). Tous les plateaux inclinables intègrent une plaque métallique pour l'utilisation d'aimants et de la butée antérieure. Les tables Vision existent aussi en tables de groupe.



Caractéristiques

- Angles arrondis ;
- La manivelle peut-être utilisée de chaque côté de la table ;
- Réglage en hauteur et en inclinaison en continu ;
- Tables individuelles équipées en standard d'un rail sur le bord frontal pour la fixation des supports latéraux (rail en option sur les tables de groupe) ;
- 2 larges pieds qui assurent une parfaite stabilité de la table ;
- 2 roulettes intégrées en partie avant des pieds des tables individuelles, pour faciliter le déplacement ;
- En standard, plateau gris clair et piétement en aluminium ;
- Plateau équipé d'une bordure antichocs ;
- Charge maxi statique répartie : 100 kg ;
- Charge maxi pour levage : 50 kg.



Gris
Standard



Gris Anthracite
Réf. 43443



Blanc
Réf. 43440



Rouge
Réf. 43441



Vert
Réf. 43444



Bleu
Réf. 43442

Le réglage électrique comprend

- 1 interrupteur pour le réglage en hauteur (Table type A) ;
- 2 interrupteurs pour les réglages en hauteur et en inclinaison (tous les autres types de table) ;
- Epaisseur plateau 20,6 mm - vitesse : 3,75 cm/sec = 8 sec course.





Tables Vision individuelles


Tables individuelles		Références*									
Dimensions en cm	Hauteur de Réglage	Type A (plateau non inclinable)	Plateau 90x60	Plateau 120x60	Plateau 90x90 ⁽¹⁾	Type B (plateau inclinable 0-72°)	Plateau 90x60	Plateau 120x60	Type C (plateau avec partie droite inclinable 0-72°)	Plateau 90x60	Plateau 120x60
			50-70	03401-X	03403-X		03405-X	03407-X		03409-X	03411-X
60-90	03402-X	03404-X	03406-X	03408-X	03410-X	03412-X	03414-X				
Dimensions de la partie inclinable				90X 60	120X60	60x60	90x60				

Tables individuelles		Références*									
Dimensions en cm	Hauteur de Réglage	Type D (plateau avec partie gauche inclinable 0-72°)	Plateau 90x60	Plateau 120x60	Type E (plateau avec partie centrale inclinable 0-72°)	Plateau 90x60	Plateau 120x60	Type F (plateau avec moitié droite inclinable 0-72°)	Plateau 120x60	Type G (plateau avec moitié gauche inclinable 0-72°)	Plateau 120x60
			50-70	03415-X		03417-X	03419-X		03421-X		03440-X
60-90	03416-X	03418-X	03420-X	03422-X	03441-X	03443-X					
Dimensions de la partie inclinable			60x60	90x60	50x60	60x60	60x60	60x60			


*remplacer le X dans la référence par les codes suivants correspondants au type de réglage choisi : MA pour réglage par manivelle - EL pour réglage électrique. ⁽¹⁾livré en standard avec 2 rails de fixation




Plateau fixe A



Plateau inclinable B



Plateau partie droite inclinable C



Plateau partie gauche inclinable D



Plateau partie centrale inclinable E



Plateau moitié droite inclinable F



Plateau moitié gauche inclinable G

Tables Vision de groupe

Tables de groupe		Références*			
Hauteur de Réglage (en cm)	Type A (plateau non inclinable)	Plateau 165 cm x 100 cm	Plateau 200 cm x 100cm	Plateau 240 cm x 100 cm	
		50-70	03423-MA	03425-MA	03427-MA
60-90	03424-MA	03426-MA	03428-MA		



Accessoires pour tables Vision Individuelles et de Groupe

Accessoires	Réf.
Jeu de 2 supports latéraux	03430
Jeu de 2 supports latéraux avec blocage	03437
Sac de rangement pour supports latéraux	43446
Rail de fixation des supports latéraux (pour tables de groupe)	
• Longueur 165 cm	03431
• Longueur 200 cm	03432
• Longueur 240 cm	03433
Butée antérieure magnétique	
• 60 cm	03434
• 30 cm	03435
Aimant rond pour plateau magnétique	43448
Piètement roulettes doubles freinées sans réhaussement individuelle	03429
Piètement roulettes doubles freinées sans réhaussement groupe	43461
Piètement roulettes doubles freinées, Ht + 8 cm pour tables individuelles	03446
Piètement roulettes doubles freinées, Ht + 8 cm pour tables de groupe	03448
Option couleur de plateau	cf p.74



Supports latéraux



Supports latéraux avec blocage



Butée antérieure magnétique



Roues avec frein sans réhaussement



Roues avec frein (+8cm)



Sac de rangement