



Tonicross Liberty

Poids maxi utilisateur 95 kg.

Adulte

TONICROSS LIBERTY est la génération de tricycles adolescent et adulte prévus pour un usage urbain.

TONICROSS LIBERTY est équipé d'accessoires haut de gamme :

- différentiel,
- moyeu 3 vitesses indexées avec roue libre intégrée,
- frein tambour arrière,
- selle large confortable avec gel,
- porte-bagages avec panier arrière amovible,
- éclairage route,
- garde-boue.

Le guidon corne de boeuf permet un meilleur positionnement du buste.



TRICYCLES

COLORIS

Cadre	Fourche
Gris métallisé	7 couleurs au choix (reportez-vous à la page 9) <i>Autres coloris sur demande</i>

OPTIONS

Frein rétropédalage avec 3 vitesses
(en remplacement du frein tambour sur roue arrière)

Marche arrière (uniquement avec l'équipement frein rétropédalage 3 vitesses)

ACCESSOIRES

Reportez-vous aux pages 5.3 et 5.4

5.1

Gamme de Couleurs

TONICROSS
LIBERTY



L3



L4



L6



L7



L8



L9



LL

TONICROSS
PLUS



A3



A4



A6



A7



A8



A9



B3



B4



B6



B7



B8



B9



C3



C4



C6



C7



C8



C9



D3



D4



D6



D7



D8



D9



E3



E4



E6



E7



E8



E9

TONICROSS
CITY



ON
Noir Onyx



JA
Jaspe Cuivre



QU
Gris Quartz

TONICROSS
BASIC



Bleu D6



Jaune 21

couleur du **cadre**



Légende

couleur de la **fourche**
et de la **déco**

couleur du **cadre**

couleur de la **fourche**
et de la **déco**



Cette gamme de couleurs n'est pas exhaustive.

Nous sommes en mesure de réaliser de nombreux coloris selon votre choix.
Merci de nous consulter.

GAMME DE COULEURS

5.9