

Tonicross Plus

4 tailles

TONICROSS Plus est la nouvelle version de **tricycle de rééducation pliable** conçue pour vous apporter la solution du transport et du rangement.

La simplicité, la rapidité du pliage et du démontage des roues permettent de le transporter dans un coffre de voiture et élargissent ses possibilités d'utilisation.

TONICROSS Plus est fabriqué en 4 tailles en fonction de la hauteur d'entrejambes de l'utilisateur.

Les tailles adultes **T4** et **T4 XL** sont surbaissées avec un passage de jambes à 18 cm du sol. Il sont équipés en série d'un panier arrière amovible.

La taille adulte **T4XL** est équipée d'une voie arrière élargie qui augmente la stabilité.

COLORIS

Gamme standard de 24 couleurs au choix
(Reportez-vous à la page 9)
Autres coloris sur demande

DIMENSIONS (cm)

Hauteur entrejambes	de 38 à 45	de 45 à 57	de 57 à 70	70 et plus
Référence	T1	T2	T3	T4 - T4XL
Poids maxi utilisateur (kg)	35	50	60	95

ACCESSOIRES

Reportez-vous aux pages 5.3 et 5.4

Pliage compact pour un transport facilité



Modèle T4 surbaissé avec panier arrière



Guidon réglable avant-arrière et hauteur

Frein cantilever pour la sécurité

Pignon fixe permettant la marche avant et la marche arrière

Système de pliage sécurisé et facile d'usage

Quick-Release
Roues arrières à démontage rapide

Roue avant à démontage rapide

TRICYCLES

5.2



APPUI-DOS COMPLET

Réglable antéro-postérieur avec dossier enveloppante pour un bon maintien, garnie avec une mousse et une sangle de sécurité.

Existe en 2 tailles :

- **Petite** - T0, T1 et T2
- **Grande** - T3 et T4



SABOTS

Réglables en largeur, matériau thermo-formé avec des sangles avant et arrière pour un bon maintien du pied.

Existe en 3 tailles :

- **Petite** - T0 et T1
- **Moyenne** - T2
- **Grande** - T3 et T4




TUTEURS JAMBES FIXES

Mât réglable en hauteur avec un support garni d'une mousse plus une sangle pour maintenir la jambe.

Existe en 3 tailles :

- **Petite** - T0 et T1
- **Moyenne** - T2
- **Grande** - T3 et T4



GUIDON CADRE

Réglable, permettant la prise des mains dans différentes positions.


Existe en 2 tailles :

- **Petite** - T0, T1 et T2
- **Grande** - T3 et T4

Caractéristiques dimensionnelles ^(cm)

TONICROSS

L'encombrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).




	T0	T1	T2	T3	T4	XL
X	56	58	62	70	70	80
Y	59	61	66	75	75	85
Z (pouces)	12	16	16	20	20	20
LONGUEUR hors tout	94	115	126	140	160	160

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A- Entre selle et pédale au point bas*	33	40	43,5	59	67	67
B- Longueur de la manivelle	10	10	12,5	15	15	15
C- Course de réglage de la selle	9	9	12	20	20	20

* La mise en place du support d'appui-dos rallonge les côtes A de 3 cm

TONICROSS PLUS plié



	T1	T2	T3	T4	XL
Longueur	65	65	65	70	70
Largeur	50	50	60	60	70
Hauteur*	50	50	60	65	65


* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence



Accessoires spéciaux

Tonicross -

Butée directionnelle




Roue libre
24 dents



Réglage de la selle
antéro-postérieur



Guidon
corne de bœuf




Double appui-dos



Appui ventral




Système anti-équin



Selle monocycle



Panier avant




Porte canne



Canne à pousser



Garde-boue
(avant /arrière)




Dérailleur
5 vitesses indexées
avec roue libre
intégrée
(T3/T4)



Moyeu 3 vitesses
avec frein tambour
et roue libre
intégrée
(T3/T4)



Différentiel



Home Trainer



Veillez nous consulter pour tout autre accessoire ou adaptation personnalisée.