

viaplus

Descriptif

79





- Sert à pousser et freiner les fauteuils de confort sans effort et en toute sécurité.
- Spécialement conçu pour Invacare® Azalea® et Clematis®.
- Bascule d'assise préservée avec le viaplus installé sur le fauteuil.
- Système de conduite confortable et facile à utiliser par simple pression sur une gâchette.
- Potentiomètre rotatif utilisable d'une seule main pour accéder aux fonctions marche/arrêt, roues libres et réglage de la vitesse.
- Système de freinage automatique sécurisant le fonctionnement dans les pentes.



L'unité d'entraînement du viaplus s'adapte parfaitement sous les châssis des Invacare® Azalea® et Clematis®. Grâce à son faible encombrement, la bascule d'assise du fauteuil est conservée. L'ingénieux système d'amortissement du viaplus permet d'embrayer et de débrayer les roues motrices par pression sur une simple pédale.

POUSSER LES FAUTEUILS DE CONFORT FACILEMENT

viaplus

Dispositif d'assistance à la poussée et au freinage pour tierce personne