

Le fauteuil releveur VICTOR Collection CONFORT PREMIUM

Confort moelleux et durable



OPTIONS DISPONIBLES :

Têteière demi-lune - Têteière rectangle - Poche télécommande - Vide poche - Protège-manchettes - Matelas d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Bouton de commande sur côté manchette - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg

PLUS PRODUITS

- Idéal pour les personnes de petites tailles
- Accoudoirs ergonomiques
- Structure renforcée et durable
- Poche journaux de série

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Confort : assise ferme, dossier moelleux

Dossier : fibres creuses siliconées


Assise : mousse haute résilience 35 kg/m³ sur châssis hêtre massif et ressorts métalliques

Manchettes : larges pour un plus grand confort

Motorisations disponibles : manuel, 1 et 2 moteurs non releveur, 1 et 2 moteurs releveur

Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure+mousse 5 ans


DIMENSIONS



Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 90 cm - Profondeur déployée : 178 cm

REVÊTEMENTS & COLORIS

Cuir : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9



MORPHOLOGIE

