

- “MADE IN FRANCE”
- POUR TOUS FAUTEUILS
- DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE 1

① - Ceinture YZA Abdominale



② - Ceinture YZA de Buste



Module de Maintien de Buste



③ - Ceinture YZA Pelvienne



Module de Maintien Pelvien

④ - Ceinture YZA Intégrale



## Description

1 CEINTURE & 2 MODULES : 4 MAINTIENS PERSONNALISÉS

Le maintien YZA est conçu dans le but de procurer au patient un maintien au fauteuil personnalisé et optimisé.

À travers ses différents éléments, il participe à la recherche d'une bonne posture des patients confinés au fauteuil.

La Ceinture YZA se décline sous 4 variantes modulables :

- ① - la Ceinture YZA Abdominale.
- ② - la Ceinture YZA de Buste se compose de la Ceinture YZA Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste.
- ③ - la Ceinture YZA Pelvienne se compose de la Ceinture YZA Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien Pelvien.
- ④ - la Ceinture YZA Intégrale se compose de la Ceinture YZA Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste et un Module de Maintien Pelvien.

## Références

Modèles	Gamme M.A.D.	Gamme HOSPITALIÈRE
Ceinture YZA Abdominale	YZA-CA	YZA-CA-HP
Ceinture YZA de Buste	YZA-CB	YZA-CB-HP
Ceinture YZA Pelvienne	YZA-CP	YZA-CP-HP
Ceinture YZA Intégrale	YZA-CI	YZA-CI-HP
Module de Maintien de Buste		YZA-MB
Module de Maintien Pelvien		YZA-MP

## Dimensions (en cm)

Taille	Tour de taille : 50 / 145 cm
Taille Unique	Hauteur de la ceinture : ± 18 cm
	Boucle : 50 mm

## Composition GAMME M.A.D.

Jersey polyester doublé de mousse polyuréthane  
 Biais 100 % polyamide élasthanne  
 Sangle 100 % polyester  
 Fermeture à glissière séparable  
 Boucle nylon

## Composition GAMME HOSPITALIÈRE

Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé de mousse polyuréthane  
 Biais 100 % polyamide élasthanne  
 Sangle 100 % polyester  
 Fermeture à glissière séparable  
 Boucle nylon