


# Chaise Modulable INA



3 modèles de châssis au choix :



INA Fix



INA Mobil



INA Plus

Données Techniques :

|                        | Largeur d'assise ( avec accoudoirs ) | Profondeur d'assise | Hauteur d'assise |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| INA FIX, MOBIL et PLUS | Jusqu'à 40 cm ( 20 - 34 cm )         | 20 - 34 cm          | 28 - 44 cm       |
| INA MINI               | Jusqu'à 30 cm ( 15 - 24 cm )         | 15 - 24 cm          | 28 - 44 cm       |

## REHA TRANS

4, rue des Forgerons 68600 WOLFGANTZEN - Tel : 03.89.79.17.77 - [www.reha-trans.fr](http://www.reha-trans.fr)

# Chaise Modulable INA

Accessoires de la chaise INA :



Appui-tête



Tablette



Maintiens latéraux fixes



Maintiens latéraux réglables



Sangle poitrine



Harnais ski ou néoprène



Cales latérales réglables



Butée d'abduction



Sangle culotte



Repose-pieds escamotable



Sangles de fixation des pieds



Cales-pieds aluminium



Roulettes Ø125



Hauteur d'assise jusqu'à 90 cm



Repose-pieds surbaissé

Châssis standard en rouge ou bleu et autres coloris disponibles en option :



Capitonnage : nombreux coloris au choix sur la documentation complémentaire ou notre site internet : [www.reha-trans.fr](http://www.reha-trans.fr)

## REHA TRANS

4, rue des Forgerons 68600 WOLFGANTZEN - Tel : 03.89.79.17.77 - [www.reha-trans.fr](http://www.reha-trans.fr)