

# Comparatif

	Cocoon	Fauteuil classique
4 positions de confort	☑	☑
Assise / dossier / repose-jambes lavables	☑	○
Assise / dossier amovibles et remplaçables	☑	○
Accoudoirs escamotables	☑	○
2 largeurs d'assise	☑	○
2 profondeurs d'assise	☑	○
Kit d'accès soulève-patient	☑	○
Kit mobilité	☑	○

## Caractéristiques

### ● Couette Cocoon

- Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées
- Allègement des points de pression
- Accueil ultra moelleux

### ● Modules de couette lavables et/ou remplaçables

### ● 2 largeurs et 2 profondeurs d'assise modulables

- Largeur : 44 ou 50 cm
- Profondeur : 45 ou 55 cm

### ● Hauteur sol / assise : 43 cm

### ● 2 types de revêtements et 2 coloris



Revêtement polyuréthane  
**Chocolat** - Imperméable  
**Lavable** et **respirant**



Revêtement polyuréthane  
**Taupe** - Imperméable  
**Lavable** et **respirant**

### ● Télécommande sécurisée et réversible

### ● Accoudoirs escamotables et/ou amovibles (gauche et droit)

### ● Options disponibles

- Tablettes (réversible)
- Porte-revues (réversible)
- Kit d'accès soulève-patient
- Kit mobilité (déplacement sans patient)

### ● Garanties

- Vérin électrique: 5 ans
- Mécanique : 1 an avec possibilité d'extension à 3 ans

### ● Poids maximum : 130 kg

Découvrez la présentation 3D du Cocoon  
sur notre site [www.innov-sa.com](http://www.innov-sa.com)



7 rue Bernard Pieds - 10110 Bar-sur-Seine  
Tél. 03 25 29 40 00 - Fax 03 25 29 12 12  
E-mail : [innovsa@innovsa.com](mailto:innovsa@innovsa.com)

Brevets déposés



INNOV S.A.

COCOON

& un moelleux  
& un confort  
Haut de gamme

Conception et impression : Imprimerie La Renaissance - Troyes - 03 25 70 44 70



Brevets déposés

f a u t e u i l r e l e v e u r

Ce fauteuil est équipé de modules de couette zippés amovibles et lavables , et propose des dimensions modulables.

