

Springer

Facilite l'intégration sociale



Assise LIFT jusqu'à 300 mm



Inclinaison électrique
du siège et dossier

Assise LIFT de 300 mm

- Meilleure interaction sociale
- Facilite l'accès aux endroits difficiles:
étagères d'école, tableaux,
armoires,...



Springer



Power Buddy

Compatible iPortal



Fauteuils électroniques enfants



Roulettes anti-bascule articulées



Eclairage avant arrière à LED

- Facilité de manœuvre intérieure et extérieure.
- Assise Lift pour un meilleur accès & une meilleure intégration sociale.
- Look soigné & hautement configurable.

4 amortisseurs réglables


Roues lisses à l'avant et grandes roues crampons à l'arrière

Garde au sol de 80 mm



2x12V-38Ah 2x200W ou 2x350W 6 km/h ou 10 km/h 23 km 10°/17% 70 1400

Large choix d'accessoires et options.



600 260-360 160-270 530-810*
* avec lift 310-370 370-490 15° -5/+55° 1010 80
90 avec lift 100
50 avec lift

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°

