



# Tonicross CITY

Cadre  
**5 ans**  
garantie



***RUPIANI***

vers l'autonomie

# Tonicross CITY



- Châssis surbaissé facilitant l'accès
- Extrêmement maniable grâce à ses roues rayonnées de 20''
- Garde boue et panier arrière de série
- 3 couleurs de châssis au choix
- Cadre garantie 5 ans
- Frein à disque en option
- Nombreux accessoires en option

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Adulte	Junior
<b>Longueur hors tout</b>	159cm	159cm
<b>Largeur hors tout</b>	72cm	72cm
<b>Hauteur d'entrejambes</b>	66-90cm	56-80cm
<b>Hauteur selle / sol</b>	78-102cm	68-92cm
<b>Hauteur guidon / sol</b>	102-116cm	102-116cm
<b>Dimensions des roues</b>	20''x1.75''	20''x1.75''
<b>Poids du tricycle</b>	23kg	23kg
<b>Largeur du panier arrière</b>	51cm	36cm
<b>Accessoires disponibles</b>	Eclairage route, Roue libre, <b>Frein à disque</b> , Dérailleur 5V, Appui-dos, Sabots, Tuteur de jambes, Guidon cadre, Butées directionnelles, Réglage antéropostérieur, Guidon corne de bœuf, Appui ventral, Anti-équin, Selle monocycle, Panier avant, Différentiel, Home trainer, Porte canne	
<b>Châssis</b>	Acier	
<b>Poids maxi de l'utilisateur (kg)</b>	110	100
<b>Couleurs texturées</b>	Onyx / Jaspe / Quartz	



**RUPIANI**

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

*Mobilité et Posture vers l'autonomie...*

Tél : (33) 04 37 45 02 54

Fax : (33) 04 37 45 02 55

Web : [www.rupiani.fr](http://www.rupiani.fr)

Courriel : [info@rupiani.fr](mailto:info@rupiani.fr)