



Table Ergo



RUPIANI

vers l'autonomie

Table Ergo



- Adaptées aux nouveaux programmes de rééducation
- Plateaux rectangulaires réglables en hauteur et inclinaison
- Existe en 2 modèles avec une inclinaison de tablette à 80° (School) ou 90° (Tecno)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille	School	Tecno
Hauteur de la tablette (cm)	69-94	61-90
Largeur entre pieds (cm)	69	67
Dimensions du plateau (cm)	74x62	90x70
Profondeur de l'encoche (cm)	20	
Largeur de l'encoche (cm)	37	
Inclinaison maxi de la Tablette (°)	80	90



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Mobilité et Posture vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Web : www.rupiani.fr
Courriel : info@rupiani.fr

Document non contractuel