



Nouveau DESIGN

Nouveau flotteur

NOUVEAU LOOK



ÉCONOMIE
SOLIDAIRE



FABRIQUÉ
PAR L'ESAT



FABRICATION
FRANÇAISE



MODÈLE
DÉPOSÉ

tiralo[®]2

VISITEZ NOTRE SITE WEB ! VIDÉOS
TÉMOIGNAGES

www.tiralo.org

tiralo[®]2

Le FAUTEUIL de Baignade pour personnes à mobilité réduite



Dimensions

Largeur

Siège 50 cm

Largeur totale 107 cm

Hauteur

Siège 45 cm

Dossier 90 cm

Longueur totale

Timon plié 220 cm

Poids 31 kg

Charge maximale 130 kg

Charge minimale 25 kg

Colisage

178 x 104 x 58 - 38 kg - 1.073 m³

Matériaux

Châssis : En aluminium et inox.

Toile : Filet tissé en nylon anallergique.

Accoudoir : Flotteur monobloc roto moulé.

Roues : 3 roues identiques basse pression, la roue avant est articulée.

Traction : Fauteuil tiré par une barre de traction équipée d'une poignée.

Pièces détachées

Disponibles **sur commande** auprès de notre service commercial ou sur notre site web **www.tiralo.org**

Robuste !

Le montage est simple et l'entretien facile.

Avec son châssis et son dossier en aluminium **renforcé**, sa qualité première est la **robustesse**.



Composé de très peu de pièces et livré déjà presque **monté**, il ne vous faudra **pas plus d'une minute** pour profiter des joies de la baignade. Un simple rinçage à l'eau claire après chaque baignade vous permettra d'en profiter pendant des années.

Grâce au **tiralo[®] 2** l'accessibilité de la plage s'ouvre à tous !

Il roule !



Ce fauteuil à **trois roues** est tracté et dirigé par une tierce personne au moyen d'un timon muni d'une poignée. Les roues à basse pression **facilitent les déplacements** sur le sable et les cailloux.

Il flotte !



Grâce à **son flotteur-accoudoir monobloc**, à **son bol** et à **ses roues**, le **TIRALO 2 flotte** et permet une baignade confortable en position assise.

L'accoudoir à poignées en assure la **stabilité** : vous découvrirez son système de verrouillage astucieux et innovant qui utilise la pression de l'eau pour bloquer automatiquement le flotteur lors de la baignade.

C'est aussi

Un Bain de Soleil !

Par sa conception très ergonomique qui privilégie le confort, l'usager passe aisément de son fauteuil roulant au TIRALO 2 et du fauteuil amphibie sur le sable.

Grâce à ses matériaux et à sa **structure ergonomique** aux formes arrondies, le TIRALO 2 permet une **utilisation confortable** et **prolongée**.

Le siège, en **tissu anallergique** très agréable, épouse le corps de l'usager et favorise l'écoulement du sable et de l'eau.



PRIX : Programme Européen HELIOS II 1995,
salon AUTONOMIC de Paris de 1996 et Observateur du DESIGN 2003

**Inventé en 1999 par notre ESAT
et vendu à près de 4000 exemplaires.**

**Le Tiralo fait peau neuve
et devient le Tiralo 2**



tiralo[®]2

Le FAUTEUIL de BAINADE
pour personnes à mobilité réduite

VISITEZ NOTRE SITE WEB ! VIDÉOS
TÉMOIGNAGES

www.tiralo.org



FABRICANT/INVENTEUR/DISTRIBUTEUR

L'ESAT l'Enseleillade

10-12 avenue Gay Lussac
64140 LONS - FRANCE

Tél. 0033 (0)5 59 32 85 23

Fax : 0033 (0)5 59 13 89 51
e-mail : tiralo@tiralo.org



ÉCONOMIE
SOLAIRE



FABRIQUÉ
PAR L'ESAT



FABRICATION
FRANÇAISE



MODÈLE
DÉPOSÉ