



S-max Sella

Le monte escalier électrique compact

- repliable, démontable et transportable
- maniable
- pour tout type d'escalier même tournant
- fonction « ComfortStep »

Euromove



Les bâtiments ne sont pas toujours équipés pour accueillir les personnes handicapées. Les escaliers présentent alors un obstacle difficile à franchir.

Le monte escalier s-max Sella est une solution simple et élégante pour franchir les escaliers sans effort. Grâce au s-max Sella vous augmentez votre mobilité. A l'intérieur comme à l'extérieur, le monte escalier s-max Sella peut être utilisé sur quasiment tout type d'escaliers.

Grâce ses dimensions réduites il est extrêmement maniable.

L'assise intégrée est confortable et repliable.

Démontable, le monte escalier s-max Sella se transporte facilement.

Franchissez les escaliers confortablement assis.

La manipulation du **s-max Sella** est simple et nécessite peu d'effort. Léger et compact il s'utilise partout quotidiennement.

Une technologie innovante au service des personnes à mobilité réduite : **des freins automatiques** arrêtent le **s-max Sella** en bord de marche et permettent ainsi au conducteur de manipuler le système en toute sécurité. La fonction **Comfort-Step** assure un confort d'utilisation maximale : la jambe d'appui se pose doucement sur la marche ce qui évite les petits chocs lors

du changement d'appui. Le **s-max Sella** est équipé de **leds**, ainsi l'escalier est éclairé dans l'obscurité. Un **chip de sécurité** permet de bloquer l'utilisation du **s-max Sella**.

La vitesse de montée ou de descente est réglable en fonction de la situation rencontrée. Il est également possible de choisir la fonction marche par marche : dans ce cas le moteur s'arrête après chaque marche franchie, ce qui permet au conducteur du s-max Sella de se positionner toujours idéalement dans l'escalier.

La livraison du **s-max Sella** comprend le bloc moteur, le manche avec l'assise, le pack batterie et le chargeur.



Données techniques	s-max sella	s-max sella 160
Charge totale admise (smax inclus)	170 kg	195 kg
Poids maximal de la personne	135 kg	160 kg
Vitesse de montée	5 - 20 marches / mn (réglable en continu)	8 - 23 marches / mn (réglable en continu)
Autonomie avec une charge moyenne de 75 kg	+/- 26 étages (+/- 390 marches)	+/- 20 étages (+/- 300 marches)
Hauteur de marche maximale / augmenté (option)	220 / 235 mm	220 / 235 mm
Largeur poignées / bloc moteur	520 / 321 mm	520 / 370 mm
Profondeur poignées / bloc moteur	230 / 320 mm	230 / 320 mm
Hauteur min. / max.	1150 / 1550 mm	1200 / 1650 mm
Batteries	2 x 12 V / 3,3 Ah	2 x 12 V / 3,3 Ah
Moteur à courant continu	24 V / 200 W	24 V / 275 W
Poids bloc moteur	15,8 kg	16,9 kg
Poids poignées	14,8 kg (siège inclus)	14,8 kg (siège inclus)
Poids de deux accoudoirs	1,2 kg	1,2 kg
Poids pack batteries	3,0 kg	3,0 kg
Poids total	34,8 kg	35,9 kg



Euromove

Euromove sprl

45, rue du Hameau
B-1640 Rhode St Genèse
Tél. : 02 - 358 59 86
Fax : 02 - 358 59 51
info@euromove.be
www.euromove.be

Euromove France sarl

10 avenue de la Créativité
F-59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. : 0800 - 86 30 61 (N° vert)
Fax : 00322 - 358 59 51
info@euromove.fr
www.euromove.fr