

VERTICALISER

Lit verticalisateur




Indications thérapeutiques

Paraplégie, tétraplégie, coma éveillé, ostéogénèse imparfaite, AVC, sclérose en plaque, grand brûlé, rééducation post-traumatique...

LATERALISER

Lit latéralisateur




Indications thérapeutiques

Myopathie, rééducation post-traumatique longue, prévention et guérison d'escarres, difficulté respiratoire...

Toutes tailles et tous coloris possible...

SECURISER

Lit de sécurité
Lit surbaissé



Indications thérapeutiques

Handicap psychomoteur, maladie d'Alzheimer...

REEDUQUER

Table de verticalisation
Table de rééducation
Table de kinésithérapie



Public concerné

Kinésithérapeute, ergothérapeute, médecin de rééducation fonctionnelle...

LES AVANTAGES DU LIT VERTICALISATEUR



SANTE

- Améliore les fonctions vitales : système digestif, musculaire, respiratoire, cardio-vasculaire, osseux, rénal, du foie, ...
- Améliore le moral du patient : il ne regarde pas seulement le plafond, et a l'impression d'être debout.
- Le patient récupère plus vite des suites d'une hospitalisation longue en raison de l'amélioration de ses fonctions vitales.
- Il est conseillé dans les cas de maladie menant à un alitement quasi permanent, de longue durée, ou de transferts difficiles du patient, sauf contre-indication absolue de verticalisation.
- La verticalisation peut être réalisée pour des patients pesant au maximum 180 kg.

ECONOMIQUE

- Comme le patient récupère plus rapidement, il peut changer de structure (domicile ou autres) plus vite. Ce qui libère des lits pour accueillir d'autres patients. D'où une économie financière pour l'assurance maladie.
- Gain de place et de temps, car il n'y a pas de transfert à réaliser. De même les infirmières et les kinésithérapeutes auront une diminution des pathologies lombaires ou autres liées au transfert d'un patient.
- Le personnel soignant peut se consacrer plus en profondeur à d'autres tâches en raison du gain de temps et passer plus de temps avec les patients pour être à leur écoute.
- Pendant la verticalisation de nombreux soins peuvent être réalisés.

SECURITE

- Il est pneumatique, il n'y a donc pas de risque de court circuit, sur les câbles de commande. De plus si une des télécommandes est défectueuse, il est possible de désolidariser le câble en son milieu et d'utiliser votre souffle pour l'actionner.
- Il y a 2 télécommandes pour plus de sécurité :
- La première gère les fonctions classiques d'un lit médical tel que la hauteur variable du lit, la plicature des genoux et le dossier relevable
- La seconde gère la verticalisation. Si le lit n'est pas à la hauteur maximale, la verticalisation ne peut pas se faire.
- Il n'y a pas de contre poids, pour une plus grande sécurité. La stabilité est assurée par les pieds du lit et le léger déplacement du sommier au moment de la verticalisation du lit.
- En cas de panne électrique, il sera possible de déverticaliser à l'aide d'une manipulation très simple.