

# TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN

## MAXI +3

Le tensiomètre anéroïde  
à cadran géant

### Grande précision des mesures

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme "horlogerie" haute précision

### Confort

- Ambidextre
- Mesure lisible à distance
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Brassard fermeture Velcro
- Fixation murale orientable

### Brassard

- Nylon

### Option

- Socle à roulettes
- Mural



# TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI +3

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type</b>	Anéroïde	
<b>Méthode de mesure</b>	Auscultatoire	
<b>Manomètre</b>	Boîtier	ABS - Ø 204 mm
	Ensemble mécanisme	Précision : ± 3 mmHg Alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante
	Cadran	Graduations : 0-300 mmHg Ø 147 mm
	Verre	PMMA
	Poire	PVC noir (Ø 50 mm)
<b>Poire complète</b>	Robinet	Laiton chromé Décompression précise et constante
	Fixation	Velcro
<b>Brassard</b>	Matière	Nylon noir
	<b>Poche double tubulure</b>	Matière
<b>Tubulure</b>	Tube spirale	Caoutchouc sans latex noir résistant à l'ozone et aux U.V. 2,5 m d'extension
<b>Garantie</b>	Manomètre : 2 ans	Sauf consommables (poires, poches, brassard)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
MAXI+3 mural avec brassard adulte (M)	522 700
MAXI+3 sur socle à roulettes avec brassard adulte (M)	522 705

## ACCESSOIRES

Brassard taille Large adulte (L) pour Maxi+3	522 712
Brassard taille Adulte (M) pour Maxi+3	522 711
Brassard taille Enfant (S) pour Maxi+3	522 713

## LA QUALITÉ SPENGLER

### Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 et sa modification 2007/47/CEE : tensiomètres anéroïdes : classe I (fm). Les tensiomètres Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

### Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise

en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)