


LED Bellon & Bella lumax

Retrouvez tout le savoir faire LID dans ces deux lampes type mini-scialytiques.

Elles offrent une puissance lumineuse exceptionnelle pouvant rivaliser avec les lampes de salle d'opération. Elles répondent aux attentes des spécialistes les plus exigeants qui souhaitent un éclairage qualitatif et très puissant pour tout type de diagnostic et d'intervention.

Idéales en anesthésiologie, en médecine d'urgence, soins intensifs, ambulatoires et les unités de réanimation



Bellon

Dispositif complet avec grand support roulant. L'ampleur et les réglages en hauteur et longueur du bras articulé (hauteur tête de lampe: 80-200 cm) permettent de dégager la zone de travail utile au praticien. Cette lampe est équipée d'un interrupteur sans contact marche/arrêt sur la base du pied roulant. Un deuxième interrupteur sur la tête de la lampe permet d'ajuster l'intensité : 50 ou 100%.



● Dispositif Medical Classe I

- Intensité Lumineuse → **2300 Lumens***
- Température de couleur → **4500°K* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs → **IRC 95/100**
- Consommation électrique → **22 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
240000		30 cm	10 cm
160000		50 cm	13 cm
44000		100 cm	20 cm

*Tolérance des données +/- 10%



Bella Lumax

Un maximum de puissance dans un format lampe d'examen. Elle permet d'avoir tous les atouts d'une grande lampe d'intervention avec un minimum d'encombrement. L'option d'intensité 50/100% permet de passer d'un éclairage d'examen à un éclairage d'intervention

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe I (Bellon) - isolation classe II (Bella Lumax)
- Normes : EN 60 601 -1/ -2:41 EN 60 598-2:25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres / 4 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm

- Fixations possibles pour Bella Lumax: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES

BELLON	LED17900DI-ISC	
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
BELLA LUMAX Flexible 70 cm	LED22650	LED22650-ISC
Option double intensité	LED22650DI	LED22650DI-ISC