

Matrix® & Flo-tech® 2013



Invacare® | Catalogues 2013



Code: 1567981



Code: 1567983



Code: 1567984



Code: 1567986




Code: 1567982



Code: 1567989



Code: 1567985



Code: 1557445

Tous ces catalogues sont à commander auprès de votre Service Clients.

- Retrouvez toutes ces documentations sur notre site internet www.invacare.fr (à télécharger ou à consulter).
- Consultez notre e-catalogue et notre e-tarif public 2013 également sur www.invacare.fr.
- Invacare Pro pour passer vos commandes en ligne et consulter les pièces détachées.
- Le configurateur en ligne vous permet de compléter en ligne votre fiche de mesure et de réduire le risque d'incompatibilités.

www.invacare.fr



 Invacare® | **Matrix® & Flo-tech®**
Dossiers Matrix

Invacare Matrix	4
Invacare Matrix MX1	5
Invacare Matrix Elite	6
Invacare Matrix Elite Deep	7
Invacare Matrix Posture Back 	8
Invacare Matrix Posture Back Deep 	9
Fixations pour dossiers Invacare Matrix Elite & Posture Back	10
Accessoires pour dossiers Invacare Matrix	11
Coussins Matrix Flo-tech	
Invacare Matrix Flo-tech Lite Visco	12
Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco	14
Invacare Matrix Flo-tech Image	16
Invacare Matrix Flo-tech Solution Xtra & Xtra box	18

Retrouvez encore plus d'informations sur les dossiers **Matrix** et les coussins **Matrix Flo-tech** dans notre tarif public :

- Dimensions disponibles
- Conseils pour le choix de la largeur du dossier
- Compatibilité entre largeur d'assise et largeur de dossier



Confort et design au service du positionnement

Grâce à sa gamme de dossiers **Matrx** et à ses coussins **Matrx Flo-tech®**, Invacare propose désormais un large éventail de solutions pour offrir aux utilisateurs un positionnement et un confort optimal. Ces produits bénéficient de tout le savoir faire Invacare en terme d'innovation et de qualité.

Ce catalogue dédié aux produits **Matrx** et **Matrx Flo-tech** vous permettra de découvrir l'étendu de la gamme et l'objectif de chaque produit.



Yes, you can.®

**Dossier 100% carbone
à partir de 900 g**



Livré avec une cale
lombaire de série

Profondeur : 80 mm



Invacare **Matrx MX1** : A la pointe de l'innovation

Invacare **Matrx MX1** a été conçu pour les utilisateurs actifs à la recherche d'un dossier aux caractéristiques techniques innovantes et au look inédit. Sa structure en fibre de carbone lui confère une légèreté exceptionnelle.

Caractéristiques techniques et bénéfiques

- Profondeur du dossier de 80 mm pour offrir un maintien latéral suffisant tout en laissant un maximum de mobilité à l'utilisateur.
- **3 types de fixations brevetés** disponibles pour adapter le dossier sur les différents types de fauteuils : fixation centrale, fixations latérales fixes, fixations latérales à démontage rapide.
- **Fixations multi-réglables** pour positionner le dossier selon la morphologie de l'utilisateur et ainsi lui **assurer un maintien et un confort optimal**.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.

Caractéristiques et options

3 types de fixations: centrale, latérales fixes et latérales à démontage rapide sur diamètre 19, 22 et 25 mm.



Bavette

Compatible sur tous les dossiers de la gamme **Matrx**.



Fixation centrale

Adapté pour les fauteuils à cadre rigide. Permet un réglage en angle et en hauteur du dossier.



Fixations latérales fixes

Pour montage sur les cannes de dossier. Permet un réglage en hauteur, en profondeur et en largeur.



Fixations latérales à démontage rapide

Pour montage sur les cannes de dossier. Permet un réglage en hauteur, en profondeur et en largeur. Idéal pour fauteuils pliants.

Caractéristiques techniques



Matrx MX1

360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm



230 mm
310 mm
410 mm



Revêtement
lavable à 60°



Max 114 kg



A partir de
900 gr (fixations
incluses)

Revêtement



Micro-aéré noir

Certificat feu :

EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :

ISO 10993-5



Livré avec une cale
lombaire de série

Invacare **Matrix Elite**

Les dossiers *Invacare Matrix Elite* ont été conçus pour apporter un maintien et un positionnement précis tout en laissant une grande mobilité et un bon accès aux mains-courantes à l'utilisateur pour lui permettre de garder une activité fonctionnelle optimale.

Caractéristiques techniques et bénéfices

- Structure en aluminium permettant de moduler le galbe.
- Maintiens latéraux recouverts de mousse pour un confort et une protection maximum.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.
- Dossier compatible avec fixation standard et fixation split (pour les cadres rigides) (cf page 10).
- **Montage et réglages des fixations rapides.** Possibilité de régler le dossier en profondeur, en angle et en rotation, sans faire de transfert.
- Coque de dossier ajourée pour une meilleure circulation de l'air.

Caractéristiques et options



Fixation d'appui-tête

Uniquement nécessaire pour l'installation d'un appui-tête sur un dossier de la gamme Elite.



Dossier Matrix Elite Full Back

Cette version Full Back bénéficie d'un appui scapulaire pour offrir un meilleur maintien dans le haut du dos (maintien des épaules lors de la bascule d'assise).



Nombreux accessoires disponibles

Cale-tronc fixe ou escamotable (différentes tailles de coussins disponibles), en position haute, basse ou intermédiaire - Appui-tête - Bavette.

Caractéristiques techniques

Matrix Elite



310 mm
330 mm
360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm
480 mm
510 mm



260 mm
310 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm



Revêtement
lavable à 60°



Max 136 kg



Inférieur à
1.36 kg (sans
fixation)

Revêtement



Micro-aéré noir

Certificat feu :
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :
ISO 10993-5



Livré avec une cale
lombaire de série

Profondeur : 160 mm



Invacare **Matrx Elite Deep**

Les dossiers Invacare **Matrx Elite Deep** bénéficient d'un galbe profond pour apporter un maintien latéral du tronc tout en laissant de la mobilité au niveau des épaules.

Caractéristiques techniques et bénéfices

- Structure en aluminium permettant de moduler le galbe.
- Maintiens latéraux recouverts de mousse pour un confort et une protection maximum.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.
- Dossier compatible avec fixation standard et fixation split (pour les cadres rigides).
- **Montage et réglages des fixations rapides.** Possibilité de régler le dossier en profondeur, en angle et en rotation, sans faire de transfert.
- Coque de dossier ajourée pour une meilleure circulation de l'air.

Caractéristiques et options



Bavette

Compatible sur tous les dossiers de la gamme **Matrx**.



Appui-tête

Avec coussin soft largeur 255 mm. Réglable en orientation grâce à son système de rotule.



Fixation d'appui-tête

Uniquement nécessaire pour l'installation d'un appui-tête sur un dossier de la gamme Elite.



Fixation Standard ou Split

(cf p10)

Caractéristiques techniques

Matrx Elite Deep



360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm
480 mm
510 mm



310 mm
410 mm
460 mm
510 mm



Revêtement
lavable à 60°



Max 136 kg



Inférieur à
1.81 kg (sans
fixation)

Revêtement



Micro-aéré noir

Certificat feu :
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :
ISO 10993-5



Livré avec une cale
lombaire de série

Profondeur : 130 mm



Invacare **Matrix Posture Back**

Les dossiers **Invacare Matrix Posture Back** apportent un maintien latéral uniforme sur toute la hauteur de leur structure. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un confort accru et d'une meilleure répartition des points d'appui.

Caractéristiques techniques et bénéfices

- Coque de dossier entièrement recouverte d'une **mousse haute résilience** pour un confort et une protection maximum de l'utilisateur.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.
- Dossier compatible avec fixation standard et fixation split (cf page 10).
- **Montage et réglages des fixations rapides.** Possibilité de régler le dossier en profondeur, en angle et en rotation.
- Coque de dossier à structure ABS, avec fixation d'appui-tête intégrée.

Caractéristiques et options



Appui-tête

Avec coussin soft largeur 255 mm. Réglable en orientation grâce à son système de rotule.

Version max



Dossier Posture Back Max

Disponible en largeur 510, 560, 610 mm – poids max utilisateur : 227 kg.



Fixation Renforcée

Caractéristiques techniques



Matrix Posture Back

360 mm
410 mm
430 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm



310 mm
410 mm
510 mm



Revêtement
lavable à 60°



Max 136 kg
(227 kg version Max)



Inférieur à
1.81 kg (sans
fixation)

Revêtement



Micro-aéré noir

Certificat feu :

EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :

ISO 10993-5



Livré avec une cale
lombaire de série

Profondeur : 180 mm



Invacare **Matrix Posture Back Deep**

Les dossiers Invacare **Matrix Posture Back Deep Max** disposent des mêmes avantages que les dossiers **Posture Back** tout en bénéficiant d'un galbe plus profond. L'utilisateur dispose ainsi d'un maintien latéral supérieur.

Caractéristiques techniques et bénéfices

- Coque de dossier entièrement recouverte d'une **mousse haute résilience** pour un confort et une protection maximum de l'utilisateur.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.
- Dossier compatible avec fixation standard et fixation split (cf page 10).
- **Montage et réglages des fixations rapides.** Possibilité de régler le dossier en profondeur, en angle et en rotation.
- Coque de dossier à structure ABS, avec fixation d'appui-tête intégré.

Caractéristiques et options



Appui-tête

Avec coussin soft largeur 255 mm. Réglable en orientation grâce à son système de rotule.

Version max



Dossier Posture Back Deep Max

Disponible en largeur 510, 560, 610 mm – poids max utilisateur : 227 kg



Fixation Renforcée

Caractéristiques techniques

Matrix Posture Back Deep



360 mm
410 mm
430 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm



310 mm
410 mm
510 mm



Revêtement
lavable à 60°



Max 136 kg
(227 kg version Max)



Inférieur à
2.25 kg (sans
fixation)

Revêtement



Micro-aéré noir

Certificat feu :
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :
ISO 10993-5

Fixations pour gamme de dossiers Elite et Posture Back

Les deux types de fixations à 4 points offrent une grande stabilité aux dossiers. L'installation est rapide et les réglages peuvent être effectués avec l'utilisateur assis sur le fauteuil roulant :

- Démontage rapide du dossier d'une seule main.
- Réglages en profondeur sur 100 mm, en angle (40°) et en rotation.
- Compatibles sur cannes de dossiers de diamètres 17 à 30 mm.



Fixation Standard

Poids de 640 g, la paire. Existe en version renforcée pour dossiers Max.



Fixation Split

Idéal pour fauteuil roulant à cadre rigide ou avec un tendeur de dossier soudé. Poids de 510 g, la paire.

Réglages du dossier



Profondeur

Réglage en profondeur sur 50 mm à l'arrière des cannes de dossier.



Profondeur

Réglage en profondeur sur 50 mm à l'avant des cannes de dossier.



Angle

Amplitude de 20° pour fermer l'angle de dossier.



Angle

Amplitude de 20° pour ouvrir l'angle de dossier.



Rotation

Le dossier peut être orienté pour mieux s'adapter à la morphologie de l'utilisateur.

Cale-tronc pour dossiers Elite

Large gamme de cale-tronc avec de nombreux réglages: en hauteur sur 60 mm, en largeur, en profondeur, en inclinaison et en rotation.



Cale-tronc fixe

Disponible en 2 tailles de coussin : S & L.



Cale-tronc fixe position haute ou basse

Permet de positionner le cale-tronc 80 mm plus haut ou plus bas. Taille unique de coussin : L.



Cale-tronc escamotable latéralement

Disponible en 4 tailles de coussin : XS, S, M & L.



Cale-tronc escamotable latéralement position haute ou basse

Disponible en 4 tailles de coussin : XS, S, M & L.

Dimensions des coussins de cale-tronc (L x h)

Taille XS		108 x 82,5 mm
Taille S		133 x 89 mm
Taille M		146 x 95 mm
Taille L		165 x 108 mm

Accessoires



Appui-tête

Avec coussin soft largeur 255 mm. Réglable en orientation grâce à son système de rotule.



Fixation d'appui-tête

Uniquement nécessaire pour l'installation d'un appui-tête sur un dossier de la gamme Elite.



Dossiers pré-percés

Les dossiers **Posture Back** et **Elite** sont pré-percés pour faciliter l'installation d'un appui-tête



Bavette

Bavette

Compatible sur tous les dossiers de la gamme **Matrix**.

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Lite Visco**



Conception originale!

Le coussin **Matrix Flo-tech Lite Visco** est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³. La base en mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnement, soit chez des patients obèses soit chez des patients très maigres ayant des saillies osseuses importantes. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.



Yes, you can.®



De multiples découpes pour toujours plus de confort!

Le coussin **Matrix Flo-tech Lite Visco** est équipé d'une découpe toile d'assise pour compenser l'effet Hamac éventuel d'une toile ainsi qu'une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise du fauteuil.

Un galbe assure un bon positionnement du patient avec plot d'abduction et un soutien latéral. Le coussin **Lite Visco** est disponible en portance ferme pour un poids patient maximum de 100 kg afin de prévenir les risques de talonnement.

Caractéristiques



Revêtement imperméable et déperlant

Equippé d'une sangle de préhension.

Base en mousse haute résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³.

Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech Lite Visco

Largeur :
380 mm
405 mm
430 mm
455 mm



Profondeur :
405 mm
430 mm
455 mm



55 mm



A partir de
1.26 kg




Max. 100 kg



Lavage machine
80°

Coloris du revêtement



Noir

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Contour Visco**



Conception originale!

Le coussin **Matrix Flo-tech Contour Visco** est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³. La base en mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnement, soit chez des patients obèses soit chez des patients très maigres ayant des saillies osseuses importantes. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.



Yes, you can.®



Caractéristiques

De multiples découpes pour toujours plus de confort!

Les coussins **Matrix Flo-tech Contour Visco** sont disponibles sous 2 formes différentes

- **Contour Visco** : Hauteur de 90 mm
- **Contour Visco** pour fauteuils de confort : Hauteur de 90 mm et profondeur de 530 mm.

Le coussin **Contour Visco** est équipé d'une découpe toile d'assise pour compenser l'effet Hamac éventuel d'une toile ainsi qu'une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise du fauteuil. Un galbe assure un bon positionnement du patient avec plot d'abduction et un soutien latéral.



Revêtement imperméable et déperlant

Equippé d'une sangle de préhension.



Modèle spécifique pour fauteuil de confort *Rea® Azalea® et Clematis®*

4 tailles disponibles, profondeur 530 mm, portance ferme.



Deux densités de mousse

Ferme (poids patient max 100 kg) et très ferme (poids patient max 125 kg).

Caractéristiques techniques

Matrix Flo-tech Contour Visco



Largeur :
355 mm
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
505 mm
600 mm



Profondeur :
405 mm
430 mm
455 mm
530 mm
560 mm



90 mm



A partir de
1.60 kg



Max. 125 kg



Lavage machine
80°

Coloris du revêtement



Noir

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Image**



Stabilité et prévention !

Le coussin **Matrix Flo-tech Image** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. Le design de la base en mousse est galbé pour favoriser le bon alignement des cuisses et assurer un positionnement stable. La cuvette ischiatique avec une poche en gel fluide apportera une zone de contact plus importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention des escarres.



Yes, you can.®



Caractéristiques

Conception Originale

Le design du coussin **Image** a été pensé pour une meilleure adaptation du coussin sur le fauteuil roulant : découpe toile d'assise pour compenser l'effet hamac

de la toile d'assise, découpe tube de dossier pour maximiser la profondeur du fauteuil.



Revêtement imperméable et déperlant


Equippé d'une sangle de préhension.

Poche en gel fluide

Permet une meilleure répartition des points de pression. Poche compartimentée pour conserver la stabilité du bassin.

Traitement anti-bactérien Ultra Fresh™

Limite la prolifération des bactéries et rend la mousse plus résistante aux odeurs et moisissures.



Cales de positionnement

Caractéristiques techniques

Matrix Flo-tech Image



Largeur :
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
500 mm



Profondeur :
405 mm
430 mm
455 mm



60 mm



A partir de
1.82 kg



Max. 140 kg



Lavage machine
80°

Coloris du revêtement



Noir

Invacare® | **Matrx® Flo-tech® Solution Xtra**



Le coussin **Solution Xtra** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. La nappe de gel est complète et recouvre toute la base en mousse HR, sa conception est brevetée car dotée de poches individuelles sous chaque ischion pour prévenir les risques de talonnement et assurer un maximum de prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide permet d'assurer un positionnement stable tout en assurant une prévention d'escarres pour risque élevé. La base en mousse est galbée pour favoriser le bon alignement des cuisses et est dotée de velcro pour permettre le rajout de cales.

Le traitement anti-bactérien **Ultra Fresh™** est désormais appliqué au coussin **Matrx Flo-tech Solution Xtra**. Ce traitement limite la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus résistante aux odeurs et aux moisissures.



Yes, you can.®



Coussin d'obliquité du bassin
Permet de suivre ou de corriger une obliquité du bassin.
Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487164

Coussinet de gel liquide
Limite la pression sur les ischions en cas de glissement vers l'avant. Idéal pour lutter ou suivre une faible obliquité du bassin.
Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487166

Cales arrière
Empêchent la rotation externe des hanches. Participent à l'alignement des cuisses.
Compatibles **Image & Solution Xtra**



AP1487158

Cales d'adduction
Réduit l'adduction et la rotation externe des hanches en guidant l'alignement des fémurs. Stabilisent les fémurs.
Compatibles **Solution Xtra**



AP1487160

Stabilisateurs
Favorisent l'alignement des hanches. Le long d'un axe médian en guidant l'alignement des 2 fémurs le long de l'assise. Stabilisent le bassin.
Compatibles **Solution Xtra**



AP1487161

Cale avant
Aide à stabiliser le bassin. Lutte contre une rétroversion éventuelle du bassin. Permet de changer l'angle d'assise.
Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487157

Plots d'adduction
"Finalise" l'alignement des 2 fémurs et empêche les 2 faces latérales internes des genoux de se frotter l'une contre l'autre. Maintient les articulations des hanches dans une bonne position. Existe en 2 tailles.
Compatibles **Solution Xtra**



AP1487162/AP1487163

Base rigide
Lutte contre l'effet hamac d'une assise en toile. Stabilise le bassin sur un plan horizontal.
Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487165

Cales latérales
Améliorent la stabilité latérale pelvienne. Participent à la rotation interne des hanches.
Compatibles **Image & Solution Xtra**



AP1487155

Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech Solution Xtra Largeur : 360 à 600 mm



Profondeur : 330 à 550 mm



Hauteur 60 mm



Poids A partir de 3,08 kg



Poids max 140 kg



Lavage machine 80°

Caractéristiques Techniques

					
	Largeur	Hauteur	Revêtement lavable à	Poids Max. Utilisateur	Poids
Matrix MX1	360 à 460 mm	230 à 410 mm	60°	114 kg	à partir 900 gr
Matrix Elite	310 à 510 mm	260 à 510 mm	60°	136 kg	inférieur à 1,36 kg (sans fixation)
Matrix Elite Deep	360 à 510 mm	310 à 510 mm	60°	136 kg	inférieur à 1,81 kg (sans fixation)
Matrix Posture Back	360 à 510 mm	310 à 510 mm	60°	136 kg	inférieur à 1,81 kg (sans fixation)
Matrix Posture Back Max	510 à 610 mm	410 à 510 mm	60°	227 kg	à partir de 2,5 kg
Matrix Posture Back Deep	360 à 510 mm	310 à 510 mm	60°	136 kg	inférieur à 2,25 kg (sans fixation)
Matrix Posture Back Deep Max	510 à 610 mm	410 à 510 mm	60°	227 kg	à partir de 3,2 kg

						
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Poids Max. Utilisateur*	Revêtement lavable à
Matrix Flo-tech Lite Visco	380 à 455 mm	405 à 455 mm	55 mm	1,26 kg	100 kg	80°
Matrix Flo-tech Image	355 à 600 mm	405 à 560 mm	90 mm	1,60 kg	125 kg	80°
Matrix Flo-tech Contour Visco	405 à 500 mm	405 à 455 mm	60 mm	1,82 kg	140 kg	80°
Matrix Flo-tech Solution Xtra	360 à 600 mm	330 à 550 mm	60 mm	3,08 kg	140 kg	80°

* Les limites maximales de poids sont fixées en supposant que le coussin choisi ait une largeur et une profondeur appropriées à l'utilisation prévue

Fabriqués selon les Normes Européennes:

BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, and BS 7176 (Crib 5)

[illegible]



LE POSITIONNEMENT EN FAUTEUIL ROULANT



Vous avez une bonne connaissance des fauteuils roulants et des pathologies et vous souhaitez améliorer votre approche du positionnement en fauteuil, ce stage est fait pour vous ! Nous savons tous ce qu'est un fauteuil roulant, il est également l'emblème du handicap. Mais connaissons nous en toutes les subtilités, et les adaptations possibles afin d'assurer une bonne installation et une fonctionnalité accrue pour l'utilisateur ?

Personnes concernées : Distributeurs de Matériel Médical confirmés, Ergothérapeutes ayant le désir de perfectionner leurs connaissances sur les gammes de positionnement (dossiers et coussins).

Déroulement du stage :

2 journées de formation à Fondettes

1er jour: 14.00 - 18.00 - 2ème jour: 9.00-12.30/13.30-18.00 - 3ème jour: 9.00-12.30

- Exposés théoriques
- Mises en situation pratiques
- Etudes de cas

Objectifs

- Savoir conseiller l'utilisateur vers un modèle adapté à ses besoins.
- Comprendre et prendre conscience des mécanismes de la position assise.
- Détailler les différents équipements des fauteuils roulants et analyser l'impact des réglages sur l'utilisateur.
- Choisir régler et adapter les différentes aides techniques au positionnement.

Contenu

Description des différentes catégories de fauteuils roulants (manuels, électriques, verticalisateurs) et de leurs équipements.
Rappels anatomiques de la position assise (aspects fonctionnels et incidences dans la vie quotidienne).
Description des différentes Aides Techniques au Positionnement (ATP).
Démarche de choix, réglages des fauteuils roulants et des aides techniques au positionnement (ATP). Mises en pratique sur les fauteuils manuels et électriques, réglages d'assise et d'ATP.

Dates

Du 23/01/2013 à 14h au 25/01/2013 à 12h30
Du 15/05/2013 à 14h au 17/05/2013 à 12h30

Du 09/10/2013 à 14h au 11/10/2013 à 12h30

Bulletin de participation année 2013

Photocopiez cette page et remplissez lisiblement **un bulletin d'inscription par personne et par formation.**

Renvoyez-le ensuite par fax ou par courrier à :

Invacare Formations – Route de St-Roch, D36 – 37230 Fondettes

Fax 02 47 42 12 24

Société / Etablissement : Code client :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tél : Fax :

Nom et prénom du stagiaire :

Fonction du stagiaire :

E-mail :

Date choisie :

Forfait : **761,85 €** TTC* par personne (soit **637 €** HT) (*uniquement en France Métropolitaine).

Coût horaire moyen : **40,15 €** TTC pour 15,5 heures de cours

Le forfait de formation comprend la documentation et le support pédagogique. Invacare vous offre les nuits d'hôtels avec petit-déjeuners et le repas du midi.

LIGNE DIFFUSION

LIGNE SÉLECTION

Frédéric BOUVART
Directeur Commercial France
02 47 62 64 96
fbouvar@invacare.com

Véronique BUCHET **3**
06 80 98 66 66
vbuchet@invacare.com

Julien VILBERT
06 07 81 80 30
jvilbert@invacare.com

Martine LEPETIT **1**
06 80 98 66 70
mlepetit@invacare.com

Patrick BRETECHER
06 07 44 42 88
pbretech@invacare.com

Franck TUAL **4**
06 08 87 67 80
ftual@invacare.com

Laurent FAIST
06 80 98 66 71
lfaist@invacare.com

Didier SORIA **2**
06 73 68 40 81
dsoria@invacare.com

David VU VAN
06 80 98 66 73
dvuvan@invacare.com

Rodolphe LERASLE **8**
06 72 19 20 67
rlerasle@invacare.com

Filipe Lopes
06 86 62 05 89
flop@invacare.com

Evelyne ROSSET **7**
06 86 62 06 68
erosset@invacare.com

Didier HUREZ
06 80 98 66 67
dhurez@invacare.com

Hervé DI MANNO **5**
06 80 98 66 68
hdimanno@invacare.com

Guillaume PRONOST
06 78 89 24 40
gpronost@invacare.com

Stéphane GARCIA **6**
06 07 11 25 33
sgarcia@invacare.com

Charles DOROTHÉE
06 90 62 74 57
cdorothe@invacare.com

**Guadeloupe
Martinique
Guyane**

Jacques TIREL
06 92 23 18 53
tirel.jacques-egret@wanadoo.fr

**La Réunion
Mayotte
Madagascar
Ile Maurice**

Marie Elia GONINET
+ 212 655 31 70 22
megconsultant@hotmail.fr **Maroc**

Philippe MALAGA
00 687 79 42 78
p.malaga@pharmagence.nc

**Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française
Wallis
Futuna**

Amina AOUDI
+ 216 53 84 14 99
amina_aoudi@hotmail.fr **Tunisie**

INVACARE POIRIER S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél. : +33 2 47 62 64 66
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr
www.scalamobil.fr
www.my-invacare.fr

© 2013 Invacare International Sarl.
Tous droits réservés.
1567985

