

- “MADE IN FRANCE”
- POUR TRANSFERT LATÉRAL OU VERTICAL & ROTATION 90°
- DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE 1



Description

Pour la manipulation d'un patient, le Drap de Glisse est un dispositif qui facilite la translation latérale et verticale ainsi que le réhaussement d'un patient allongé dans un lit.

L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.

Le Drap de Glisse est composé d'un tube en polyester de tissu synthétique en enduction de polyuréthane ; les deux couches de tissu en contact coulissent les unes sur les autres.

Références

Draps de Glisse (1 pièce)

DGL-195-70
DGL-140-110
DGL-130-70
DGL-80-70
DGL-48-48

Draps de Glisse (lot de 5 pièces)

DGL5-195-70
DGL5-140-110
DGL5-130-70
DGL5-80-70
DGL5-48-48

Dimensions (en cm)

195 x 70
140 x 110
130 x 70
80 x 70
48 x 48

Autres Dimensions sur Demande

Composition

Tissu 100 % polyamide :
- Enduction polyuréthane traitée silicone