

LIT JUNIOR

Lit médicalisé pour enfants de 3 à 12 ans

**CERTIFIÉ
CONFORME**

apave Certification du 28/01/2010

Norme EN 1970/A1 de 03/2005, avec application des exigences de l'arrêté du 04/11/2009 du ministère de la santé et des sports (article 1, point 2 concernant les lits médicaux et accessoires pour enfants de 3 à 12 ans). Informations/Recommandations de l'AFSSAPS référence DM-RECO 09/05 du 16/12/2009.




HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



AVANTAGES PRODUITS


Large choix de couleurs :



Télécommande :
Verrouillable par clé magnétique,
simple d'emploi et sûre.



Barrières : en aluminium et
matières composites,
ultralégères et résistantes,
espace entre les barreaux
inférieur à 65 mm.



Relève-jambes électrique à
plicature assistée par cremaillère.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de couchage : 70 cm x 170 cm
- Sommier grilles époxy ou lattes bois amovibles
- Revêtement époxy couleur au choix
- Hauteur variable électrique : 30 à 82 cm
- Relève-buste électrique : 0 à 85 °
- Relève-jambes électrique à plicature
- Télécommande avec inhibition par clé magnétique
- Moteurs Dewert IP 66 classe 1a
- Prise de terre et prise d'équipotentialité
- Panneaux Boiserie avec main courante
- 2 supports pour potence ou porte-sérum
- 4 roues ABS carrossées à frein indépendant (Ø 100 mm)
- Charge de fonctionnement en sécurité : 130 kg (dont Patient 95 kg)
- Livré sur trolley
- Désinfection simple par produit de contact
- Garantie 5 ans moteurs et mécanique

OPTIONS

- Barrières escamotables en aluminium
- Potence 2.0
- Encadrement de châssis
- Freinage centralisé avec roues Ø 125
- Télécommande sans fil

Références normatives :

Qualité de fabrication et de service :
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE
• NF EN 1441
• NF EN ISO 14971
• NF EN 60601 - 2 - 38/A1
• NF EN 1970/A1

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES



Lit JUNIOR - Réf. SE 3522

30/82 cm

182 cm

82 cm

170 cm

70 cm

13,5 cm

45 kg

95 kg

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com