



Weely



RUPIANI

vers l'autonomie

Weely



- Fauteuil roulant 6 roues extrêmement maniable
- Propulsion facile et efficace, même en position inclinée
- Stabilité remarquable, même en bascule à 35°
- Roulettes avant et arrière à suspension pour le passage en souplesse des petits obstacles (seuils de porte, ...)
- Système de franchissement de trottoirs jusqu'à 13cm
- Dossier réglable en hauteur avec coussin en mousse visco

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille	39	44	49
Largeur d'assise mini (cm)	36	41	46
Largeur d'assise maxi (3 positions) (cm)	39-41-43	44-46-48	49-51-53
Largeur hors tout (3 positions) (cm)	58-60-62	63-65-67	68-70-72
Largeur hors tout (cm)	Largeur d'assise maxi +19cm		
Profondeur d'assise (cm)	39 - 51		
Hauteur sol / siège (cm)	42 / 45 / 48		
Hauteur de dossier (cm)	56 - 78		
Inclinaison d'assise (°)	0° - 35° par double vérins		
Inclinaison du dossier (°)	85° - 120°		
Longueur hors tout sans repose pied (cm)	95		
Longueur hors tout avec repose jambe (cm)	118		
Longueur du segment jambier (cm)	29 - 47		
Poids du fauteuil avec accessoires (kg)	38		
Potences de repose jambes	Régl. en largeur et profondeur		
Palettes de repose pieds	Régl. en angle, hauteur et profondeur		
Accoudoirs	Amovibles, régl. en hauteur et profondeur		
Hauteur d'accoudoirs (cm)	27 - 34		
Dimensions pliées (cm)	95 x 61 x 101		
Accessoires standards	Reposes jambes		
Accessoires optionnels	Tablette, Gouttières, Reposes pieds, ...		
Châssis	Aluminium		
Poids maxi de l'utilisateur (kg)	140		
Couleur	Gris Titane / Noir		
Revêtement	Dartex		



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin
Mobilité et Posture vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
 Fax : (33) 04 37 45 02 55
 Web : www.rupiani.fr
 Courriel : info@rupiani.fr

Document non contractuel